


# Monitor medyczny WMD-243



**Nowoczesny, ekonomiczny monitor LED 23,8 cala:**

## Funkcjonalność


- Monitor medyczny o przekątnej 23,8"
- Obudowa plastikowa, antybakteryjna (MRSA)
- Szczelność frontowego panelu IP65
- Wbudowane głośniki stereo o mocy 5W
- Obsługa HDMI, DP, DVI-D, wejście audio
- Mocowanie VESA 100 lub statyw
- Zgodność IEC60601-1-2 (czwarta edycja)




# Monitor medyczny WMD-243 – specyfikacja

## Parametry techniczne

<b>Wielkość</b>	23,8" TFT-Color LCD (16:9)
<b>Rozdzielczość</b>	1920 × 1080 (Full HD)
<b>Liczba kolorów</b>	16,7 miliona kolorów (8-bit)
<b>Kąt widzenia</b>	178 / 178° (H/V)
<b>Jasność</b>	250
<b>Kontrast</b>	3000:1
<b>Czas reakcji</b>	20 ms
<b>Podświetlenie</b>	LED
<b>LCD MTBF</b>	30 000 godzin
<b>Ekran dotykowy</b>	23,8" (pełny, płaski, projekcyjny, pojemnościowy panel dotykowy) Full HD 1920 × 1080 / jasność 250
<b>Porty</b>	USB 2.0 wejście × 1
	3,5 mm złącze słuchawkowe × 1 (gniazdo)
	DVI-D × 1, DP × 1, HDMI 1,4 × 1
	5W × 2 (wyjście)
<b>Zasilanie</b>	Pobór mocy: DC12V, 60W (max)
<b>Zasilacz</b>	AC wejście: 90~264V / 47~63 Hz DC wyjście: 12V




- 1 USB
- 2 DVI-D
- 3 HDMI × 1
- 4 DP × 1
- 5 wejście audio
- 6 przyłącze napięcia
- 7 dioda LED (wskaźnik przesyłu danych)
- 8 złącze słuchawkowe 3,5 mm



## Warunki środowiskowe

<b>Temperatura</b>	pracy 0~40°
	przechowywania -20~60°
<b>Wilgotność</b>	10~90%, bez kondensacji
<b>Stopień ochrony przeciwwilgociowej</b>	IP65 z przodu, IPx1 dla całego systemu
<b>Obudowa</b>	plastikowa, antybakteryjna
	Wymiary: 606 (szerokość) × 398 (wysokość) × 65,6 (głębokość) mm
<b>Waga</b>	8,65 kg
<b>Montaż</b>	VESA 100
<b>Certyfikaty</b>	CE/FCC/VCCI klasa B, IEC60601-1-2 Edycja 4



Dystrybucja i serwis na terenie Polski:

Kontakt :  
ul. Motycka 19/lok. 1  
03-566 Warszawa  
tel. +48 226785119  
fax/ +48 227812332  
biuro@monitor-med.pl

**MONITOR MED**

Producent :  
Wincomm