

JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ



Evario

z wbudowaną wagą



▲ Ergonomiczny pilot podręczny może być przymocowany do szczytu łóżka lub bezpiecznie przechowywany w półce na pościel.

Dokładna kontrola wagi dzięki zintegrowanemu systemowi ważenia

System modułowy pozwala dostosować łóżko Evario do wymagań różnych oddziałów szpitalnych. Istnieje możliwość wyboru pomiędzy różnymi opcjami kontroli, systemem barierek bocznych, kołami i szczytami by stworzyć elastyczne łóżko dostosowane do każdej jednostki, od oddziałów ogólnych i intensywnej terapii do pokoi o podwyższonym standardzie. Obecnie dostępne jest również łóżko Evario ze zintegrowaną wagą, które monitoruje masę pacjenta z dokładnością do 100 g. System ten pozwala na dokładne zważenie pacjenta, ułatwia diagnozę i prawidłowe leczenie. Ciężar pacjenta wyświetlany jest na pilocie podręcznym z podświetlanym wyświetlaczem o przekątnej 2,4" i dobrze widocznymi przyciskami. Funkcja automatycznej kompensacji umożliwia personelowi dodawanie lub usuwanie przedmiotów z łóżka bez wpływu na wyświetlaną masę pacjenta.

Szczegóły:

- Wymiary zewnętrzne: 103,8 x 219 cm
- Leże z wagą (wymiary materaca): 90 x 200 cm
- Dokładność do 100 g
- Ergonomicznie ukształtowany pilot podręczny o przekątnej 2,4"
- Zintegrowany system Out-of-Bed (opcja)



▲ Kable schowane w ramie łóżka.

Poza opcją ważenia, łóżko wyposażone jest w opcjonalny system Out-of-Bed, który wykorzystuje czujnik obciążenia informujący personel gdy pacjent opuszcza łóżko. Pracownik medyczny jest automatycznie informowany o zaistniałej sytuacji, w uprzednio wybranym przedziale czasowym. System Out-of-Bed uruchamia również światło pod łóżkiem. Odciaża opiekunów i zapewnia pacjentom dodatkowe bezpieczeństwo.

