


**SIĘGAJ PO ZŁOTO**  
Złoty standard  
w nawilżaniu



## Hygrovent

Hygrovent Gold łączy w sobie prostotę wymienników ciepła i wilgoci (HME) z korzyściami płynącymi z aktywnego nawilżania. Łatwy w instalacji element grzewczy dodatkowo ogrzewa i nawilża wdychany gaz.

### Technologia HME Booster

Dzięki technologii HME Booster, w razie potrzeby można wentylowanym pacjentom zapewnić dodatkowe ciepło i wilgoć.

### Poprawa stopnia nawilżenia gazu

Wykonane z goreteksu membrany umożliwiają przenikanie pary wodnej i nawilżenie gazów wentylacyjnych. W efekcie poprawia się wilgotność bezwzględna i względna.

### Wysoka wydajność wentylacji

HME Booster nie tylko dostarcza pacjentowi ciepło i wilgoć bezpośrednio przy każdym wdechu, lecz podczas wydechania podnosi wydajność wymiennika HME w kolejnym cyklu respiracyjnym.

### Optymalna kombinacja

System składa się z wysokowydajnego fitru HME z elementem grzewczym i adapterem źródła wody. Proces ogrzewania powoduje parowanie, które ogrzewa i nawilża powietrze. Dodatkowe ciepło i wilgoć w połączeniu z wymiennikiem HME zapewnia doskonały poziom nawilżenia.

Badania kliniczne potwierdziły odpowiedni poziom wydajności w systemach aktywnego nawilżania z ogrzewaniem.

	Dodatkowe elementy		Ilość
355-000-000	Hygrovent Gold Basic		50
355-005-010E	Hygrovent Gold Standard	Uchwyt rurki gładkościennej z prostą złączką 10 cm	25
355-105-015F	Hygrovent Gold Standard Flex	Uchwyt rurki z prostą złączką typu Flexi-Lock	25
355-001-010E	Hygrovent Gold Comfort	Uchwyt rurki gładkościennej portowanym podwójnym krętlikiem 10 cm	25
355-021-010F	Hygrovent Gold Comfort IV	Uchwyt rurki gładkościennej portowanym podwójnym krętlikiem 10 cm + Zestaw IV	25
355-031-010A	Hygrovent Gold Comfort Plus	Uchwyt rurki gładkościennej portowanym podwójnym krętlikiem 10 cm + złączka T z zastawką	25



### Zestawy HME Booster ze złączką T

Dostępne są sterylne zestawy jednorazowego użytku HME Booster dostosowane do potrzeb klienta. Każdy zestaw zawiera filtr Hygrovent S HME oraz złączkę T HME Booster.

		Sterylne	Dodatkowe elementy	Ilość
354-200-000	Zestaw HME Booster	✓		50
354-215-010	Booster T-Piece Zestaw 1	✓	Uchwyt rurki gładkościennej 10 cm, portowane kolanko z podwójnym krętkiem	20
354-205-010	Booster T-Piece Zestaw 2	✓	Uchwyt rurki gładkościennej 10cm, prosty	20
352-215-010C	Booster T-Piece Zestaw 3	✓	Uchwyt rurki gładkościennej 10 cm, portowane kolanko z krętkiem, Zestaw IV	20
354-231-020	Booster T-Piece Zestaw 4		Uchwyt rurki gładkościennej 20cm, portowane kolanko z krętkiem, złączka T z zastawką, nebulizator, rurki tlenowe	50
354-221-000	Booster T-Piece Zestaw 5		Uchwyt rurki ze złączką typu Flexi-Lock z kolankiem z krętkiem	50

## HME Booster



Umieszczone blisko ciała pacjenta, innowacyjne urządzenie HME Booster jest unikalnym rozwiązaniem zapewniającym pacjentowi ciepło i wilgoć bez konieczności polegania na konwencjonalnych systemach aktywnego nawilżania.

### Wszechstronność

Wytrzymała grzałka wielokrotnego użytku dostępna jest w różnych konfiguracjach mocy dla różnych regionów świata.

		Region	Rodzaj wtyczki	Ilość
358 931 400	Grzałka HME Booster 4m	Wlk. Brytania	230V 3-wtykowa	1
358 930 400	Grzałka HME Booster 4m	UE	230V 2-wtykowa	1
358 932 400	Grzałka HME Booster 4m	Japonia	110-120V 2-wtykowa	1
358 933 400	Grzałka HME Booster 4m	USA	110-120V 2-wtykowa	1
358 934 400	Grzałka HME Booster 4m	Australia	230V 2-wtykowa	1
358 000 071	Wymienne uszczelki do HME Booster			5