

JAKOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ



Cuddle

Przyjazne łóżeczko dziecięce



- ▲ Wysokość oraz segmenty leża regulowane elektrycznie za pomocą panelu sterowania, który jest bezpiecznie przechowywany w zamykanym na klucz schowku, znajdującym się w części nożnej.
- ◀ Łóżeczko Cuddle przeznaczone dla dzieci do 115 cm wzrostu.

Łóżeczko wspierające powrót do zdrowia Cuddle ochrania i wspiera małych pacjentów

Elektrycznie regulowane łóżko dziecięce Cuddle zostało opracowane specjalnie z myślą o surowych przepisach dotyczących oddziałów pediatrycznych, szczególnie w odniesieniu do bezpieczeństwa młodych pacjentów. Jego zaokrąglone, wewnętrzne powierzchnie zapewniają, że dzieci nie wpadają na wystające części ani nie używają ich do podciągania się. Pacjenci cieszą się dobrą widocznością w pokoju dzięki bezpiecznym barierkom bocznym wykonanym ze szkła akrylowego lub aluminiowych listew. Ponadto kształt podwozia wraz z kółkami z blokadą centralną zapewnia doskonałą stabilność - nawet przy nierównomiernym obciążeniu lub niespokojnych dzieciach.

- **Otwory** w szczytach umożliwiają przejście kabli monitorujących, drenażu i linii zasilających.
- Nowoczesna konstrukcja pozwala na **łatwe czyszczenie** łóżka.
- Dostępne są trzy **przyjazne kolory**, które idealnie pasują do wystroju każdego wnętrza.



- ▲ Po odblokowaniu zewnętrznego pokrętkła szczyty łóżeczka można łatwo usunąć.



- ▲ Mechanizm zwalniający umożliwia w szybki i łatwy sposób obniżyć barierki boczne nie budząc przy tym małego pacjenta.

Dane techniczne i wyposażenie

| Dane techniczne | |
|---|-----------------------------|
| Dane podstawowe | |
| Wymiary zewnętrzne (dł. × szer. × wys.) | ok. 162,5 × 86,4 × 157,2 cm |
| Wymiary leża | ok. 72,5 × 132,6 cm |
| Podział sekcji leża | ok. 47,6 – 85 cm |
| Bezpieczne obciążenie robocze | ok. 100 kg |
| Wysokość zabezpieczenia barierek bocznych (barierki podniesione) | ok. 80,4 cm |
| Wysokość zabezpieczenia barierek bocznych (barierki opuszczone) | ok. 25,3 cm |
| Wysokość zabezpieczenia barierek bocznych (barierki podniesione, leże w najwyższej pozycji) | ok. 40,4 cm |
| Regulacje | |
| Kąt przechyłu Trendelenburga | ok. 0 – 12° |
| Kąt przechyłu anti-Trendelenburga | ok. 0 – 12° |
| Zakres regulacji wysokości leża | ok. 70,7 – 110,7 cm |
| Kąt odchylenia oparcia pleców | ok. 0 – 70° |
| Wyposażenie i opcje | |
| Barierki boczne | |
| Barierki boczne ze szkła akrylowego | 0 |
| Barierki boczne z aluminiowych listew | 0 |
| Ukryty przycisk regulacji barierek bocznych | ✓ |
| Szczyty | |
| Odejmovalne panele ze szkła akrylowego | ✓ |

| | |
|--|---|
| Leże | |
| Leże 2-segmentowe z tworzywa typu HPL | ✓ |
| Szybkie awaryjne opuszczanie segmentu oparcia pleców | ✓ |
| Koła | |
| Podwójne koła o średnicy 125 mm | ✓ |
| Koła z blokadą centralną | ✓ |
| Mechanizm hamujący | |
| 4 pedały hamulca | ✓ |
| Elementy obsługi | |
| Podświetlany panel centralny | ✓ |
| Wyposażenie dodatkowe | |
| Półka na podwoziu | ✓ |
| Naklejki na szczytach ze standardowymi motywami | ✓ |
| Stojak infuzyjny z 2 haczykami | 0 |
| Stojak infuzyjny z 4 haczykami | 0 |
| Uchwyt na butle z tlenem | 0 |
| Uchwyt do worka na mocz i drenaż | 0 |
| Szyna na akcesoria | 0 |
| Leże z nieprzemakalną osłoną | 0 |
| Funkcje elektroniczne | |
| Światło pod łóżeczkiem | ✓ |
| Bateria | ✓ |

Zgodny z normą EN 50637: 2017

Kolory



▲ Żółty 612

▲ Zielony 662



▲ Niebieski 840



STIEGELMEYERGROUP

Siedziba główna / Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 252
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

France
Stieglmeyer SAS
8 Allée des Chevreuils
69380 Lissieu
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
Fax +33 (0) 4 7238 - 5481
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl



Znajdź lokalnego dystrybutora na naszej stronie internetowej:
Find your local partner on our website:
www.stieglmeyer.com/partner

stieglmeyer.com