




Eko

- ✓ niska wysokość minimalna
- ✓ zwiększona nośność i szerokość leża
- ✓ bezwysiłkowe sterowanie pilotem
- ✓ udźwig roboczy do 350 kg
- ✓ szeroki wybór kolorów obudowy

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość:	42-62 cm
Długość:	220 cm
Szerokość:	96 cm
Maksymalne obciążenie:	350 kg

EKO to w pełni elektryczne łóżko o prostej i funkcjonalnej budowie, ekonomiczne i łatwe w obsłudze oraz utrzymaniu w czystości. Umożliwia bezpieczną hospitalizację pacjenta bariatrycznego ważącego do 350 kg oraz jego komfortowe ułożenie.

Łóżko cechuje się wytrzymałą konstrukcją z profili stalowych, zwiększoną szerokością leża (120 cm) oraz wyjątkowo dużą nośnością dostosowaną do zwiększonej masy ciała. Bardzo niska wysokość minimalna i trwałe aluminiowe barierki ułatwiają choremu wchodzenie na łóżko i schodzenie z niego oraz zabezpieczają go przed poślizgnięciem się i upadkiem. Sterowanie wszystkimi funkcjami łóżka odbywa się bezwysiłkowo przy użyciu pilota. Produkt zgodny z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC



Bariatryczne łóżko regulowane elektrycznie

OPIS PRODUKTU- PARAMETRY TECHNICZNE

LP.	Konfiguracja podstawowa	Parametr
1	Bariatryczne łóżko szpitalne regulowane elektrycznie	TAK
2	Długość całkowita łóżka	2200mm
3	Szerokość całkowita łóżka	960mm
4	Długość leża	2000mm
5	Szerokość leża	820mm
6	Dopuszczalne obciążenie robocze (pacjent + wyposażenie)	350kg
7	Funkcje łóżka regulowane za pomocą siłowników elektrycznych: - zmiana wysokości leża - regulacja kąta uniesienia segmentu pleców - regulacja kąta uniesienia segmentu ud - przechyły wzdłużne	TAK
8	Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odporna na dezynfekcję. Podstawa łóżka niezabudowana, bez wiszących kabli.	TAK
9	Czterosegmentowe leże wypełnione stalowymi panelami z otworami wentylacyjnymi	TAK

10	Zakres wysokości	420-620mm
11	Sterowanie łóżka za pomocą wodoodpornego pilota przewodowego	TAK
12	Łóżko wyposażone w centralny hamulec	TAK
13	Podwójne koła z centralną blokadą	TAK
14	Możliwość instalacji lampki nocnej w tulejach umiejscowionych w rogu łóżka	TAK