

Medyczna mobilna stacja robocza X1

Medyczna **mobilna stacja robocza X1** do pracy w warunkach szpitalnych, bloku operacyjnego, OIOM, SOR, OAIT do komputerów z własnym zasilaniem (24/7). Zbudowana jest na konstrukcji aluminiowej wyposażonej w **szyny montażowe** przeznaczone na **półki i szuflady na życzenie klienta**. Podstawa jezdna czterokołowa z hamulcami (kolorowe wykończenie do wyboru różne kolory). Wyposażony może być w wysuwaną półkę na klawiaturę, mysz oraz blat roboczy z regulacją wysokości. Wózek ma wysięgnik z mocowaniem (standartu VESA) umożliwiające zamontowanie komputera All In One z własnym zasilaniem (24/7) o przekątnych od 15 do 24 cali.



Kolumna z regulowaną wysokością



półki na klawiaturę i mysz



uchwyt na skaner



wysokość ustawienia da się regulować



półki i szuflady na życzenie klienta




Klawiatura dobrana do potrzeb użytkownika



Koła z hamulcami oraz kolorowym wykończeniem na życzenie



Specyfikacja – medyczna mobilna stacja robocza X1




Wózek X1 do komputerów z własnym zasilaniem


- uchwyt na skaner Półki i szuflady na życzenie klienta
- regulowana wysokość na szynie systemowej
- koła z hamulcami oraz kolorowym wykończeniem na życzenie klienta dostępne różne kolory.

Wózek medyczny może być konfigurowany według potrzeb przyszłego Użytkownika – może służyć jako stacja robocza, anestezjologiczna, pielęgnarska, obsługiwać punkt pobrań, blok operacyjny i wiele innych.


Klawiatura również może być odpowiednio dobrana – na przykład według potrzeb zachowania odpowiedniego stopnia sterylności.




Wykończenia – kolory do wyboru



Wykończenia – kolory do wyboru



Wykończenia – kolory do wyboru



Wykończenia – kolory do wyboru

Opcjonalnie można zamówić wyposażenie :

- półki w zależności od potrzeb
- szuflady w zależności od potrzeb
- skaner kodów kreskowych
- uchwyt na skaner

Dystrybucja i serwis na terenie Polski:

MONITORMED

Stary Janków 3
05-250 Radzymin
tel. +48 226785119
faks +48 22 6786190
biuro@monitor-med.pl

Importer:

investmed

FHU INVEST MED
ul. Warciańska 16
62-510 Konin – Wola Podłęzna
www.investmed.com.pl