

PID: BLTU580

UID:

Ostatnia aktualizacja: 05.03.2021 10:26



ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA -45°C B SCIENCE BLTU580



OPIS OGÓLNY

Zamrażarka niskotemperaturowa -45°C **BLTU580** firmy **B Science** umożliwia bezpieczne przechowywanie próbek w stabilnej temperaturze wewnątrz urządzenia. Zastosowane rozwiązania zapewniają niezwodny rozkład i wysoką jednorodność temperatur mrożenia.

Charakterystyka zamrażarki

- pionowa - szafowa,
- komora zamrażarki ze stali nierdzewnej,
- obudowa ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo,
- magnetyczna uszczelka drzwi zamrażarki,
- automatyczne zamykanie drzwi,
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej - 70 mm,
- panele próżniowe **VIP**,
- zamknięcie na klucz,
- podstawa zamrażarki wyposażona w kółka do łatwego przemieszczania,
- dokumentacja IQ, OQ, PQ, PQT (production qualification test) w standardzie,
- temperatury pracy gwarantowane przy 25°C temp. otoczenia.

Właściwości alarmu

- alarm wizualny i akustyczny,
- alarm zaniku zasilania,
- alarm za wysokiej / niskiej temperatury,
- alarm otwartych drzwi,
- alarm uszkodzenia sondy,
- alarm nieprawidłowej pracy kompresora,
- styk do podłączenia alarmu zewnętrznego (zdalnego),
- ok. 48 godzinne bateryjne podtrzymanie pracy systemu alarmowego w przypadku zaniku zasilania.

Właściwości kontrolera

- sterownik mikroprocesorowy z ekranem dotykowym,
- graficzny wykres temperatury,

- wyświetlanie temperatury otoczenia, daty i czasu,
- pobieranie i zapisywanie danych za pośrednictwem pamięci USB,
- ochrona hasłem,
- zintegrowany rejestrator danych,
- zintegrowana pamięć do 15 lat,
- złącze USB / RS485,
- przygotowany pod alarm GSM (opcja).

MODELE

- **BLTU580**

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

MODEL	BLTU580
Pojemność [L]	580
Zakres temperatury [°C]	-45 / -10
System chłodzenia	kaskadowy
Liczba kompresorów	1
Liczba półek	3
Maksymalne obciążenia półki [kg]	30
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]	600 x 640 x 1500
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	740 x 824 x 1994
Waga [kg]	158
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl