


 SHIKANI

Prowadnica światłowodowa



Prowadnica światłowodowa SHIKANI to kolejna odmiana urządzenia stanowiącego połączenie techniki endoskopowej z funkcją giętkiej prowadnicy przeznaczonego do wykonywania intubacji. W odróżnieniu od tradycyjnych łyżek laryngoskopów, układ optyczny SHIKANI pozwala obserwować struktury wejścia do krtani i głębsze, pod innym kątem, a plastyczność prowadnicy umożliwia dopasowanie kształtu w przypadku trudnych warunków anatomicznych pacjenta.

Prowadnica SHIKANI występuje również w specjalnej wersji dla noworodków i niemowląt. W tej wersji istnieje możliwość stosowania rurek dotchawiczych w rozmiarze 2,5 i większych.



Specyfikacja:

