



Stworzone  
z myślą  
o ludziach

UNIWERSALNE ŁÓŻKA SZPITALNE ARJO

# Podstawa dobrego samopoczucia pacjenta

**arjo**

# Bezpieczeństwo i łatwa obsługa

Niezależnie od długości pobytu w placówce łóżko odgrywa kluczową rolę w codziennej opiece nad pacjentem. Zaprojektowano je tak, aby ułatwiało bezpieczny wypoczynek i szybki powrót do zdrowia.

Pacjenci są różni, a zaspokojenie ich rozmaitych potrzeb klinicznych może być wyzwaniem. Arjo oferuje szeroką gamę ergonomicznych łóżek szpitalnych, stworzonych z myślą o zapewnieniu jak najlepszych warunków pacjentom zarówno na oddziałach intensywnej terapii, jak i na oddziałach ogólnych.

Nasze łóżka zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić warunki do bezpiecznej rekonwalescencji pacjentów oraz zmniejszyć ryzyko urazów u zajmującego się nimi personelu.

Stworzone  
z myślą  
o pacjencie





## Istota opieki

Nasze łóżka zostały opracowane z myślą o ułatwieniu czynności opiekuńczych, poprawie jakości życia pacjenta i ograniczeniu typowych zagrożeń, takich jak upadek, zakleszczenie czy urazy opiekuna. Dzięki ergonomicznym rozwiązaniom, które umożliwiają bezpieczne i sprawne wykonywanie czynności, nasze łóżka ułatwiają opiekę nad pacjentem, pomagając w realizacji celów klinicznych.



### WSPARCIE REKONWALESCENCJI

Nasze łóżka szpitalne wyposażone są w liczne funkcje do zaawansowanej opieki nad pacjentem.

- Sygnalizator osiągnięcia oparcia pleców pod kątem 30°
- Funkcja krzesła kardiologicznego
- Wskaźnik kąta nachylenia łóżka
- Panel sterowania
- Profilowanie Bio-Contour
- Automatyczna pozycja Fowlera
- Zintegrowana z łóżkiem waga dla pacjenta



### POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA

Łóżka szpitalne Arjo wyróżnia:

- Niewielka wysokość łóżka
- Zgodność z IEC 60601-2-52
- Oświetlenie nocne pod łóżkiem
- Czujnik ruchu pacjenta Varizone
- System antyzakleszczeniowy
- Podświetlenie panelu sterowania
- Wizualny system alarmowy SafeSet
- System przywoławczy z głośnikiem



### PROFILAKTYKA ODLEŻYN

Nasze łóżka medyczne są dostępne z szeroką gamą powierzchni terapeutycznych przeznaczonych do profilaktyki lub wspomagających leczenie odleżyn.

# Uniwersalne łóżka szpitalne Arjo — wysoki standard opieki

Stworzone  
z myślą o Twoich  
potrzebach

Nasze uniwersalne łóżka szpitalne to idealny wybór dla szpitala, poszukującego oferty dostosowanej do potrzeb różnych pacjentów — od intensywnej terapii do opieki długoterminowej. Uniwersalna konstrukcja naszych łóżek ułatwia szpitalowi utrzymanie, konserwację oraz przemieszczanie tych zasobów, ograniczając jednocześnie koszty szkoleń personelu do minimum.



|                                             |                                                                                                          | Barierki boczne | Profilowana powierzchnia leża | Bezpieczne obciążenie robocze | Sterowanie                                                 | Automatyczna pauza po osiągnięciu kąta oparcia pleców 30° | Funkcja krzesła kardiologicznego po naciśnięciu jednego przycisku | 3-stopniowa regulacja długości łóżka | Oświetlenie nocne pod łóżkiem | Pedal regulacji wysokości łóżka | Zintegrowana z łóżkiem waga dla pacjenta | Czujnik ruchu pacjenta Varizone | System antyzakleszczeniowy |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| POZOSTAŁE ODDZIAŁY                          | <br>Enterprise® 5000X | Składane        | Bio-Contour                   | 250 kg                        | 2 przewodowe panele sterowania                             | ✓                                                         | ✓                                                                 | ✓                                    | ✓*                            | ✓*                              | -                                        | -                               | -                          |
|                                             | <br>Enterprise® 5000X | Dzielone        | Bio-Contour                   | 250 kg                        | 2 przewodowe panele sterowania                             | ✓                                                         | ✓                                                                 | ✓                                    | ✓*                            | ✓*                              | -                                        | -                               | -                          |
| ODDZIAŁY SPECJALISTYCZNE                    | <br>Enterprise® 8000X | Dzielone        | Bio-Contour                   | 250 kg                        | Zintegrowane panele sterowania pacjenta i pielęgniarki     | ✓                                                         | ✓                                                                 | ✓                                    | ✓                             | ✓*                              | -                                        | -                               | -                          |
|                                             | <br>Enterprise® 9000X | Dzielone        | Bio-Contour                   | 250 kg                        | Sterowanie telewizorem/ oświetleniem*                      | ✓                                                         | ✓                                                                 | ✓                                    | ✓                             | ✓*                              | ✓                                        | ✓                               | ✓*                         |
| ODDZIAŁY INTENSywNEJ TERAPII I BARIATRYCZNE | <br>Citadel™          | Dzielone        | Pro-Contour                   | 270 kg                        | Sterowanie telewizorem/ oświetleniem*                      | ✓                                                         | ✓                                                                 | ✓                                    | ✓                             | ✓*                              | ✓                                        | ✓                               | ✓                          |
|                                             | <br>Citadel™ Plus     | Dzielone        | Pro-Contour                   | 522 kg                        | System przywoławczy, sterowanie telewizorem/ oświetleniem* | ✓                                                         | ✓                                                                 | ✓                                    | ✓                             | ✓*                              | ✓                                        | ✓                               | ✓                          |



Nimbus® Professional

### Powierzchnie terapeutyczne i łóżka dla pacjentów w różnych stanach klinicznych

Do wszystkich rodzajów łóżek dostępna jest szeroka gama zasilanych i niezasilanych powierzchni terapeutycznych. Zapewniają one stosowną ochronę pacjentom z odleżynami lub narażonymi na ich powstanie. Zintegrowane powierzchnie terapeutyczne to elastyczne rozwiązania dla pacjentów wymagających stałej opieki, dostępne są dla łóżek System terapeutyczny Citadel.

Nasze rozwiązanie Bio-Contour, to unikalne połączenie ruchomych elementów łóżka z wyprofilowanymi panelami leża. Pozwala ono ograniczyć działanie niekorzystnych sił na szczególnie narażone na powstawanie odleżyn części ciała pacjenta.

| System przywoławczy | Port danych RS232 | Wizualny system alarmowy SafeSet | Zintegrowane powierzchnie terapeutyczne | Gniazdo Skin IQ | Dodatkowe gniazdo zasilania | Regulowana szerokość łóżka | Napęd PowerDrive | Intuicyjny system przemieszczania łóżka IndiGo |
|---------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| -                   | -                 | -                                | -                                       | -               | -                           | -                          | -                | ✓*                                             |
| -                   | -                 | -                                | -                                       | -               | -                           | -                          | -                | ✓*                                             |
| -                   | -                 | -                                | -                                       | -               | -                           | -                          | -                | ✓*                                             |
| ✓*                  | ✓*                | ✓*                               | -                                       | -               | -                           | -                          | -                | ✓*                                             |
| ✓*                  | ✓*                | ✓*                               | ✓*                                      | ✓               | ✓*                          | -                          | -                | ✓*                                             |
| ✓                   | ✓*                | ✓*                               | -                                       | ✓               | ✓*                          | ✓                          | ✓*               | -                                              |

## Teraz z intuicyjnym systemem wspomagania transportu chorych

IndiGo™ to dodatkowe piąte koło z napędem, które ułatwia przemieszczanie pacjentów za jednym dotknięciem — prosto i bezpiecznie. IndiGo™ może być zintegrowany z łóżkiem Citadel lub Enterprise, więc jest zawsze dostępny. Dla personelu zmienia się tylko i aż jedno: mniejszy wysiłek potrzebny do przemieszczenia łóżka z pacjentem.

Więcej informacji o systemie IndiGo:  
[Arjo.com/indigo](http://Arjo.com/indigo)

Nawet o  
**60%**  
mniejszy wysiłek



przy podjazdach<sup>1</sup>

Nawet o  
**70%**  
mniejszy wysiłek



przy zjazdach<sup>1</sup>

360°  
— możesz korzystać z dowolnego miejsca wokół łóżka



A healthcare professional with blonde hair tied back, wearing purple scrubs, is standing and smiling while attending to a patient. The patient, an older woman with short curly hair and glasses, is lying in a white hospital bed, looking up at the professional. The bed has a control panel with various buttons and a small screen. The background is a plain, light-colored wall with some medical equipment visible on the left.

Stworzone  
z myślą  
o Was

# Niski koszt eksploatacji i elastyczne formy zakupu

Opcjonalnie, oferowane przez nas łóżka szpitalne dostępne są również do wynajęcia na atrakcyjnych warunkach. Wszystko z myślą o wygodzie i opłacalności naszych rozwiązań dla klienta. Do wszystkich łóżek można dobrać opcje przeglądów i konserwacji dostosowane do potrzeb danej placówki.



## Łatwa eksploatacja i konserwacja

W naszych łóżkach panele leża są lekkie, gładkie oraz proste w demontażu. Rama łóżka jest łatwo dostępna, co pozwala na szybkie i wygodne czyszczenie.

Otwarty dostęp i proste w demontażu elementy oznaczają, że wymiana takich części, jak siłowniki, skrzynka kontrolna, piloty, baterie oraz koła może być wykonana na miejscu, w ciągu kilku minut, przez jedną przeszkoloną osobę: Dzięki temu łóżka Arjo są łatwiejsze w utrzymaniu i naprawie.



## Niski koszt eksploatacji

Zaprojektowane tak, aby były trwałe i odporne. Wszystkie łóżka medyczne Arjo są testowane i posiadają certyfikat UL oraz zgodność z najnowszymi standardami wytrzymałości i stabilności IEC. Niskie koszty eksploatacji wynikają też z otwartej budowy łóżka, łatwo wymienialnych części, a także samosmarujących się elementów mechanicznych. Identyczne podzespoły dla całej gamy łóżek Arjo, to również oszczędność związana z magazynowaniem mniejszej ilości części zamiennych.



# Łóżka medyczne Arjo zostały stworzone z myślą o Was

Zeskanuj smartfonem kod QR, aby obejrzeć pokazowy film (Telefony z systemem Android mogą wymagać zainstalowania aplikacji czytnika QR).



**Łóżka Enterprise®**



**Łóżka Enterprise®**

Oddziały specjalistyczne i intensywnej terapii



**Citadel™ Plus**

Oddziały bariatryczne



**System wspomagający transport chorego IndiGo™**

Dodatkowe zasilane piąte koło z napędem



Łóżka szpitalne Arjo zostały przetestowane przez niezależną i uznawaną na całym świecie Underwriters Laboratories (UL) i są certyfikowane jako zgodne z wymaganiami stabilności, wymiarów i bezpieczeństwa normy IEC60601-2-52.

**Literatura:** 1. Matz, M., Morgan, J. (2018). The Case For Powered Bed Transport (badanie własne)

W urządzeniach i produktach dostarczanych przez Arjo można używać wyłącznie części zaprojektowanych przez Arjo, zgodnie z ich przeznaczeniem. Stosujemy zasadę ciągłego doskonalenia, dlatego zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji projektów i danych technicznych produktu bez uprzedzenia. ® i ™ są znakami towarowymi należącymi do grupy firm Arjo. © Arjo, 2018

W Arjo dokładamy wszelkich starań, aby podnosić jakość codziennego życia osób o ograniczonej sprawności ruchowej i mierzących się z problemami zdrowotnymi związanymi z wiekiem. Nasza oferta produktów i rozwiązań umożliwiających zgodną z zasadami ergonomii opiekę nad pacjentami, dbanie o higienę osobistą, dezynfekcję, diagnostykę oraz skuteczne zapobieganie odleżynom i żyłnej chorobie zakrzepowo-zatorowej pomaga profesjonalistom na całym świecie podnosić standardy opieki gwarantujące ich pacjentom i podopiecznym bezpieczeństwo i godność. Wszystko co robimy, robimy z myślą o ludziach.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500

Arjo Polska Sp. z o. o. · ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka · 2 62-052 Komorniki · Polska · tel. + 48 61 664 54 11 · fax + 48 61 662 15 90 · arjo@arjohuntleigh.com

www.arjo.com

**arjo**

01.MB.41.3.PL.1.ARJO