

aScope BronchoSampler™

Przełomowe pobieranie próbek w systemie zamkniętym

Odkryj pierwsze tego typu na świecie rozwiązanie do pobierania próbek podczas bronchoskopii z użyciem aScope BronchoSampler, dedykowanego, kompaktowego urządzenia kompatybilnego z aScope 4 Broncho.

Uproszczony proces pobierania próbek

Jedyny w swoim rodzaju, specjalnie przystosowany system aScope BronchoSampler poprawia efektywność organizacji pracy, umożliwiając pojedynczemu operatorowi na łatwe pobieranie próbek w trakcie bronchoskopii w ramach procedur BAL lub BW – od zamontowania systemu do otrzymania próbki.

aScope BronchoSampler jest również wyposażony w obejście próżniowe, które jeszcze bardziej ułatwia procedury poprzez umożliwienie ci na zmienianie pomiędzy ssaniem i próbkowaniem bez przełącznika rurki ssącej.

Mniej utraconych i zanieczyszczonych próbek

Jako system jednorazowego użytku, sterylne i działające w obiegu zamkniętym, aScope BronchoSampler zmniejsza ryzyko utraty próbki i gwarantuje wysoką jakość próbek od początku do końca. Minimalizując ryzyko zanieczyszczenia lub narażenia próbki, aScope BronchoSampler wspiera też reprezentatywne pobieranie próbek bronchoskopowych i wczesną diagnozę, jak również bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego.

Innowacyjny, zintegrowany system

aScope BronchoSampler został zaprojektowany do bezproblemowej pracy z twoim aScope 4 Broncho. Zawiera wszystkie najważniejsze komponenty, których potrzebujesz do efektywnego i skutecznego przeprowadzenia procedur BAL i BW w trakcie bronchoskopii. Z racji, że jest zawsze gotowy wtedy kiedy tego potrzebujesz, aScope BronchoSampler minimalizuje narażenie pacjentów na poważne ryzyko, które może być skutkiem sprzętu i opóźnień w organizacji pracy.



Ambu A/S

Baltorpbakken 13
DK-2750 Ballerup
Dania

Po więcej informacji

odwiedź ambu.com

Kod przedmiotu	Produkt
aScope 4 Broncho, giętki bronchoskop jednorazowego użytku	
476 001 000	aScope 4 Broncho Slim 3,8 / 1,2
477 001 000	aScope 4 Broncho Regular 5,0 / 2,2
478 001 000	aScope 4 Broncho Large 5,8 / 2,8
aView monitor	
405 002 000	aView monitor
aScope BronchoSampler – system zamknięty do pobierania próbek	
480 200 000	aScope BronchoSampler, system pobierania próbek
480 300 000	aScope BronchoSampler SC, pojemnik na próbki

O Ambu

Od roku 1937, Ambu® wprowadza w życie przełomowe rozwiązania w opiece zdrowotnej w zakresie anestezji, monitorowania i diagnostyki pacjentów oraz opieki w nagłych wypadkach. Dziś jesteśmy oddani zwiększaniu bezpieczeństwa milionów pacjentów i pracowników służby zdrowia na całym świecie, poprzez rozwój urządzeń jednorazowego użytku, w tym aScope – pierwszego na świecie giętkiego endoskopu jednorazowego użytku. Nasze zaangażowanie w dostarczanie nowych pomysłów, wyjątkową wydajność produktów oraz doskonałą obsługę naszych Klientów sprawiło, że Ambu® to jedna z najbardziej rozpoznawanych firm medycznych na świecie. Mająca główną siedzibę niedaleko Kopenhagi w Danii, Ambu® zatrudnia około 2500 osób w całej Europie, Ameryce Północnej oraz regionie Azji i Pacyfiku.

Po więcej informacji, odwiedź proszę www.ambu.com



Autoryzowany Dystrybutor w Polsce
Biameditek Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok
tel.: 85 6645200, fax.: 85 6645266
www.biameditek.pl

Zeskanuj kod QR
i wejdź na
bmtmedical.pl



Ambu
Ideas that work for life

486470001 - V01 - 2018/09 - Ambu A/S.
Dane techniczne mogą być modyfikowane bez konieczności dalszego zawiadomienia.



Ambu
Ideas that work for life

Ambu® aScope™ 4 Broncho

Gwarantowana sterylność Zawsze gotowy i dostępny

**Jednorazowego
użytku**
– inteligentniejsze
rozwiązanie
gwarantujące
zwiększone
bezpieczeństwo
pacjenta

Gwarantowana sterylność
Nawet przy najbardziej rygorystycznych procedu-
rach czyszczenia.
Endoskopy wielokrotnego użytku są bardzo trudne
do umycia i dezynfekcji stąd nigdy nie ma gwarancji
co do ich całkowitej sterylności.

Bronchoskop jednorazowego użytku aScope 4
Broncho gwarantuje zawsze całkowitą sterylność,
pozwalając na ominięcie ryzyka zanieczyszczenia
krzyżowego, jednocześnie zwiększając bezpie-
czeństwo i pozwalając ci na skupienie się na moż-
liwie najlepszej opiece nad twoimi pacjentami.



Zawsze gotowy

aScope 4 Broncho jest zawsze gotowy,
zmniejszając ryzyko i obawy związane z ocze-
kiwaniem na endoskop.

Twoje bezproblemowe rozwiązanie do bronchoskopii

Inteligentna, innowacyjna konstrukcja

aScope 4 Broncho to więcej niż zwykły bron-
choskop. To w pełni zintegrowane rozwiąza-
nie, pomagające ci w zapewnianiu możliwie
najlepszej opieki nad pacjentem.

Ergonomiczna i bardzo lekka konstrukcja po-
prawia doświadczenia użytkownika podczas
wielu procedur, podczas gdy wysokie kąty
zgięcia końcówki endoskopu oraz płynny i pre-
cyzyjny ruch końcówki zapewniają bezproble-
mowy dostęp do wszystkich odcinków płuc.

Poświęćaj czas na twoich pacjentów, a nie na sprzęt

To przenośne, intuicyjne rozwiązanie do bron-
choskopii jest łatwe do zainstalowania,
oszczędzając twój cenny czas i pozwalając ci
na skupienie się na tym, co naprawdę istotne:
twoich pacjentach.

Bronchoskop jednorazowego użytku nie
wymaga żadnego czyszczenia czy dezyn-
fekcji, usprawniając twoją organizację pracy,
optymalizując zasoby i zwiększając produk-
tywność.

Rozwiązanie do pobierania próbek przez jednego operatora

aScope BronchoSampler jest zaprojektowany
specjalnie do użytku z aScope 4 Broncho. Ten
system z obiegiem zamkniętym zmniejsza
ryzyko utraty i zanieczyszczenia próbki, zwięk-
szając bezpieczeństwo pacjentów i opiekunów.



Czysty, wyraźny obraz w trakcie procedur
aScope 4 Broncho łączy się z Ambu® aView,
naszym przenośnym monitorem o wysokiej
rozdzielczości, który zapewnia wyraźną wi-
doczność nawet najgłębszych partii oskrzeli.

Ostre obrazowanie i świetne doświetlenie
pozwala na łatwą nawigację drzewa oskrze-
lowego, zapewniając szybką i pewną ocenę
tkanek układu oddechowego.

Trzy rozmiary do wielu procedur

Aby spełnić twoje potrzeby w ramach szerokiego zakresu procedur związanych z bronchoskopią, aScope 4 Broncho posiada trzy rozmiary.

- aScope 4 Broncho Slim 3,8/1,2
Zgięcie: 180/180
- aScope 4 Broncho Regular 5,0/2,2
Zgięcie: 180/180
- aScope 4 Broncho Large 5,8/2,8
Zgięcie: 180/160

