

DRAMIŃSKI®

Przenośne ultrasonografy weterynaryjne

iScan mini

Expect more. Use mini



VET

www.draminski.pl



Ultrasonograf *iScan mini*

iScan mini to odpowiedź na głos lekarzy weterynarii pracujących w terenie. Prosty w obsłudze, ma genialny obraz i jest niewiele większy od Twojego telefonu! To niezbędne narzędzie w pracy każdego lekarza weterynarii zajmującego się rozrodem zwierząt gospodarskich. Lekki i poręczny, został stworzony by ułatwić Ci pracę.

LEKKI

Gotowy do pracy iScan mini waży jedynie 1,35 kg. Nawet wielogodzinna praca nie będzie obciążeniem.

WYTRZYMAŁY

Niewiele większy od dłoni iScan mini jest niezwykle trwały, gdyż jego obudowa wykonana jest z aluminium.

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA

Wbudowana antena WiFi i darmowa aplikacja pozwalają na szybkie udostępnianie obrazów i cineloop'ów.

AUTOMATYCZNY POMIAR PĘCZERZYKA

Już nie musisz się zastanawiać, w którym miejscu wymiar pęcherzyka jest największy. iScan mini zrobi to za Ciebie.

ZOPTYMALIZOWANY WORKFLOW

Łatwe do zaprogramowania klawisze, które możesz dopasować do swoich potrzeb.

PRZEJRZYSTY OBRAZ


LuciD to funkcja redukująca szum i poprawiająca przejrzystość obrazu.

SZYBKOŚĆ I WYBÓR PRIORYTETU

Wybierz pomiędzy obrazem składanym ze 128, a 256 liniami, dopasuj odpowiednią szybkość odświeżania i rozdzielczość.


EKRAN I GOGLE

Korzystaj z wbudowanego ekranu lub gogli OLED. Obraz zawsze będzie wyraźny i kontrastowy.




W komplecie


- Ultrasonograf z głowicą liniową rektalną
- 2 x akumulator zewnętrzny
- Ładowarka do akumulatorów z przewodem zasilającym 230V
- Paski nośne
- Walizka transportowa
- Instrukcja użytkownika na nośniku USB




Obrazy diagnostyczne




Ciąża



Ciałko żółte



Jajnik – pomiar



Rogi macicy


Zastosowanie

- Diagnostyka układu rozrodczego
- Potwierdzenie i monitorowanie ciąży
- Określenie płci płodu
- Określenie wieku płodu
- Pomiar grubości tkanki tłuszczowej
- Badanie ultrasonograficzne płuc
- i wiele innych

Akcesoria



Gogle OLED



DRAMIŃSKI
CARE AND SHARE **app**

Aplikacja na system Android



*Przedłużka do sondy rektalnej
liniowej dla bydła*



*Przedłużka do sondy rektalnej
liniowej dla owiec*



DRAMIŃSKI S.A.
ul. Owocowa 17, 10-860 Olsztyn
tel. 89 527 11 30, e-mail: ultrasound@draminski.com
www.draminski.pl



Producent urządzeń
do diagnostyki weterynaryjnej