

## Wideogastroskop ultradźwiękowy serii EUS-J10

*Szersza perspektywa*



Wideogastroskop ultradźwiękowy PENTAX serii EUS-J10 został opracowany z myślą o optymalizacji zabiegu. Rozwiązanie opracowane wspólnie przez Hitachi i PENTAX Medical gwarantuje idealne obrazowanie i wyjątkowe funkcje oraz zapewnia najwyższą jakość wizualizacji, ułatwiającą diagnostykę endosonograficzną i usprawnienie procedur zabiegowych z korzyścią dla pacjenta.

## Optymalizacja procedury zabiegowej



### Optymalny dostęp

Poprawiona łatwość manewrowania i ergonomia zapewniają wyjątkową stabilność i łatwość wprowadzania gastroskopu z jednoczesną poprawą liczby udanych zabiegów, komfortu użytkownika i tolerancji pacjenta. Nowa metoda.

### Lepsze rezultaty diagnostyki

Więcej szczegółów, lepsze zarysy i doskonała penetracja: sprawdzona jakość obrazu PENTAX-Hitachi zapewnia lepsze rezultaty diagnostyki oraz ułatwia wydawanie zaleceń odnośnie leczenia. Lepszy widok.

### Nowa metoda prowadzenia zabiegu

Wyjątkowy, powiększony kanał roboczy o średnicy 4,0 mm poprawia możliwości zabiegowe, rozszerzając możliwości zabiegów endoskopowych pod kontrolą USG i zapewniając pełną kontrolę. Nowa metoda leczenia pacjentów.

## Wideogastroskop ultradźwiękowy serii EUS-J10

	EG36-J10UR	EG34-J10U	EG38-J10UT
Kierunek widzenia	Do przodu	Do przodu pod kątem (45°)	Do przodu pod kątem (45°)
Pole widzenia [°]	140	120	120
Głębina ostrości [mm]	3 -100	3 -100	3 -100
Kąt końcówki góra/dół [°]	150/70	160/130	160/130
Kąt końcówki lewo/prawo [°]	70 / 70	120/120	120/120
Szerokość końcówki dystalnej (mm)	10.4	12.9	14.3
Szerokość przewodu wprowadzanego (mm)	12.1	11.6	12.8
Minimalna szerokość kanału roboczego [mm]	2.4	2.8	4.0
Długość robocza przewodu wprowadzanego [mm]	1,250	1,250	1,250
Długość całkowita [mm]	1,566	1,566	1,566
Częstotliwość [MHz]	5 -13	5 -13	5 -13
Metoda skanowania	Promieniowa	Wypukła	Wypukła
Kąt skanowania [°]	360	150	150

Producent zastrzega prawo do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.

Siedziba główna EMEA  
Niemcy  
PENTAX Europe GmbH  
Julius-Vosseler-Straße 104.22527 Hamburg  
Tel.: +49 40 / 5 61 92 - 0 . Fax: +49 40 / 5 60 42 13  
E-mail: [info.emea@pentaxmedical.com](mailto:info.emea@pentaxmedical.com)  
[www.pentaxmedical.com](http://www.pentaxmedical.com)

We współpracy z:  
**HITACHI**  
Inspire the Next

**PENTAX**  
**MEDICAL**  
Excellence in Focus

LCM0108/18/2046902

TÜV Süd CE0123 • Klasa wyrobu medycznego: II a • Wyrób medyczny do stosowania wyłącznie przez pracowników służby zdrowia. Przed użyciem zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, w której dostępne są również szczegółowe parametry wyrobu medycznego. Producent zastrzega prawo do wprowadzania zmian technicznych bez powiadomienia.