

# VIE SCOPE®

Proste i wydajne urządzenie do zabezpieczenia dróg oddechowych



## POPRAWIONE POLA WIDZENIA

Doskonały widok w linii prostej z maksymalnym oświetleniem 360 stopni

## ŁATWY W UŻYCIU

Umożliwia intubację świadomego pacjenta urazowego

## OPATENTOWANA TECHNOLOGIA RATUJĄCA ŻYCIE

Daje użytkownikom największą szansę na intubację pacjentów w każdej sytuacji, w warunkach szpitalnych i poza szpitalem

**W celu zamówienia demo - zadzwoń: +48 601490045  
lub wyślij email: [veromed@veromed.pl](mailto:veromed@veromed.pl)**

Adroit Surgical LLC - 13904 Quailbrook Drive Oklahoma City - OK 73134

[www.adroitsurgical.com](http://www.adroitsurgical.com)



# VIE SCOPE®



Proste i wydajne urządzenie do zabezpieczenia dróg oddechowych

Włóż scope i zidentyfikuj otwartą głośnię pomiędzy strunami głosowymi

Włóż bougie pod kontrolą wzroku pomiędzy struny głosowe do tchawicy

Wyjmij scope pozostawiając bougie w miejscu

Włóż rurkę intubacyjną po bougie i umieść ją w tchawicy

Usuń bougie

Wentyluj



Vie Scope to niezależny, zasilany bateryjnie endoskop jednorazowego użytku, którego zaletą jest zamknięta okrągła rurka ze ściętym końcem, dzięki której struny głosowe są lepiej zwizualizowane niż we wszystkich innych metodach z wizualizacją „gołym okiem”.

Światło z ułożonych w pierścień LED jest przenoszone przez boczne ścianki rurki na całej jej długości, podczas użytkowania zapewnione jest maksymalne oświetlenie docelowej tkanki przy minimalnym prawdopodobieństwie zasłonięcia światła przez wydzieliny lub krew.

**z Vie Scope możesz ocalić życie**

Wyłączny dystrybutor w Polsce: Veromed, ul. Wolności 94/225, Zabrze



tel. +48 601490045, +48 506156070

fax. +48 322454773, veromed@veromed.pl