


# Układ do resuscytacji


Nr REF: TB2000

Jednorazowy układ do resuscytacji noworodków posiada:

- złączkę typu T,
- obrotowe kolanko,
- regulowaną zastawkę PEEP,
- uniwersalne złącze kompatybilne z najbardziej popularnymi aparatami do resuscytacji ( NEOPUFF, BABYPUFF, Panda, Giraffe)
- długość 1,5 m,
- karbowane rury z zatyczką zabezpieczającą szczelność układu



**UNIERSALNE PODŁĄCZENIE**



Przekrój złącza do podłączenia maski

15mm M  
/10mm F

Nr katalogowy	Długość	Ilość w opakowaniu
TB2000	150 cm	20/op.

**MEDIPLAS**  
Respiratory Products



MEDIPLAS RESPIRATORY PRODUCTS SDN BHD  
& Jln KIP, Taman Perindustrian KIP 52200,  
Kuala Lumpur Malaysia  
[www.mediplas.com.my](http://www.mediplas.com.my)

