

»» NOWE PODEJŚCIE DO WENTYLACJI

»» WENTYLACJA EVA®



Mała średnica



Wysoka skuteczność



Niska energia

Jednorazowego użytku urządzenie Ventrain może być wykorzystywane przy „trudnych drogach oddechowych”, ponieważ zapewnia odpowiednią wentylację każdego pacjenta (u dzieci tylko w przypadkach nagłych) poprzez małe światło (np. Cricath - zestaw do konikopunkcji, Airway Exchange Catheter, sztywny bronchoskop itp.), dowolną drogą dostępu do dróg oddechowych (doustna, nosowa, dostęp dotchawiczy lub dokrtaniowy).

Jest łatwe w użyciu, ponieważ wdech (dostarczanie O₂) i wydech (usuwanie CO₂) są inicjowane za pomocą kciuka operatora, który ręcznie, za pomocą wentylacji EVA® (Expiratory Ventilation Assistance), w sposób ciągły kontroluje nie tylko fazę wdechu, ale także fazę wydechu (manualna technika HFJV - wysokiej częstotliwości ze wspomaganie wydechowym).

Jedyny wymóg to O₂ ze źródła gazu o wysokim ciśnieniu oraz reduktor tlenu.



Wyłączny dystrybutor w Polsce

VEROMED

kontakt:

tel. +48 601490045, +48 506156070

fax. +48 322454773, veromed@veromed.pl