


DEAS

Breathe with us!



REF: 04850 - Układ oddechowy jednorazowy przeznaczony dla pacjentów dorosłych do użytkowania wraz z nawilżaczem gazów medycznych, średnica 22 mm. Współpracujący z respiratorami oraz zestawami do prowadzenia tlenoterpii wysokimi przepływami.



Układ oddechowy przystosowany do współpracy z nawilżaczami DEAS Hydraltis 9500FM, Fisher & Paykel.



Wtopiony przewód podgrzewający



Odporny na zagięcia

Numer katalogowy	Opakowanie	Ilość w opakowaniu
04850	niesterylne	10 szt



DEAS

DEAS srl
via dell'Industria, 49
48014 Castel Bolognese [RA]
Italy

tel. +39 0546 656845
fax +39 0546 54706
deas@deasnet.it

www.deasnet.it



 **KROBAN**

KROBAN Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 182/451
90-368 Łódź
NIP: 7252296972 REGON: 385452206

telefon:
fax:
e-mail:

+ 48 512 046 260
+ 48 42 288 48 30
info@kroban.pl
www.kroban.pl