

Belmont Medical Technologies dostarcza dla systemu CritiCool / Allon jednorazowe okrycia w szerokim zakresie rozmiarów. Dostępne są trzy różne kroje okryć:

CureWrap

- Materiał (**od strony pacjenta**: włóknina polipropylenowa, **strona zewnętrzna**: włóknina)

Nr. katalogowy	Rozmiar pacjenta
3500	jeden rozmiar dla dorosłego
3548*	pediatryczne 48" – 53" (122 cm – 135 cm)
3541*	pediatryczne 41" – 48" (104 cm – 122 cm)
3536*	pediatryczne 36" – 41" (91 cm – 104 cm)
3531*	pediatryczne 31" – 36" (79 cm – 91 cm)
3525*	pediatryczne 7 kg – 11 kg
3521	noworodek 4 kg – 7 kg
3518	noworodek do 4 kg

Okrycia dla dzieci ThermoWrap

- Materiał (**od strony pacjenta**: tworzywo elastyczne, **strona zewnętrzna**: włóknina)

Nr. katalogowy	Wysokość pacjenta w calach	Wysokość pacjenta w stopach	Wysokość pacjenta w centymetrach
3131	31" – 36"	2'7" – 3'0"	79 cm – 91 cm
3136	36" – 41"	3'0" – 3'5"	91 cm – 104 cm
3141	41" – 48"	3'5" – 4'0"	104 cm – 122 cm
3148	48" – 53"	4'0" – 4'5"	122 cm – 135 cm

Okrycia dla noworodków ThermoWrap

- Materiał (**od strony pacjenta**: tworzywo elastyczne, **strona zewnętrzna**: włóknina)

Nr. katalogowy	Waga pacjenta w kilogramach	Waga pacjenta w funtach i uncjach
3118	2,5 kg – 4,0 kg	5 lbs 8 oz – 8 lbs 13 oz
3121	4,0 kg – 7,0 kg	8 lbs 13 oz – 15 lbs 7 oz
3125	7,0 kg – 11,0 kg	15 lbs 7 oz – 24 lbs 4 oz

* prosimy o sprawdzenie dostępności lub zamienników

Do pracy systemu CritiCool / Allon wymagane są następujące akcesoria:

Wielorazowy czujnik wewnętrzny (nr. kat. 014-00020)

Czujnik wewnętrzny (szary) mierzy wewnętrzną temperaturę ciała. Wtyczka czujnika jest podłączona do szarego gniazda czujnika wewnętrznego umieszczonego na panelu przednim aparatu CritiCool. Drugi koniec czujnika umieszczony jest wewnątrz pacjenta i mierzy temperaturę wewnętrzną ciała.

Adapter jednorazowego czujnika wewnętrznego (nr. kat. 014-00028)

Jednorazowy czujnik jest dołączony do adaptera czujnika wewnętrznego (szary). Wtyczka adaptera jest włożona w gniazdo czujnika wewnętrznego, które umieszczone jest na panelu przednim aparatu CritiCool. Drugi koniec czujnika umieszczony jest wewnątrz pacjenta i mierzy temperaturę wewnętrzną ciała.

Wielorazowy noworodkowy czujnik wewnętrzny (nr. kat. 014-00005)

Noworodkowy czujnik wewnętrzny (szary) mierzy wewnętrzną temperaturę ciała niemowlęcia. Wtyczka czujnika jest wkładana w szare gniazdo czujnika wewnętrznego, które jest umieszczone na panelu przednim aparatu CritiCool. Drugi koniec czujnika jest umieszczony wewnątrz pacjenta i mierzy temperaturę wewnętrzną ciała.

Wielorazowy noworodkowy czujnik powierzchniowy (nr kat. 014-00021)

Czujnik powierzchniowy (zielony) mierzy temperaturę powierzchni ciała pacjenta. Wtyczka czujnika powierzchniowego jest podłączana do zielonego gniazda czujnika powierzchniowego, które umieszczone jest na panelu przednim aparatu CritiCool. Drugi koniec czujnika jest umocowany do skóry pacjenta przy pomocy plastrów i mierzy temperaturę powierzchniową ciała pacjenta.

Adapter jednorazowego czujnik powierzchniowy (nr kat. 014-00029)

Czujnik jednorazowy jest dołączany do adaptera jednorazowych czujników powierzchniowych (zielony). Wtyczka jest dołączana do zielonego gniazda czujników powierzchniowych, które umieszczone jest na panelu przednim aparatu CritiCool. Drugi koniec czujnika jest umocowany do skóry pacjenta przy pomocy plastrów i mierzy temperaturę powierzchniową ciała pacjenta.

Przewody połączeniowe do CureWrap (nr kat. 200-00147)

Dwa giętkie przewody połączeniowe o długości 2,5 [m], kodowane kolorami, łączące okrycie CureWrap z urządzeniem CritiCool, umożliwiające przepływ wody pomiędzy nimi. Przewody dostarczane są w parze połączonej w jedną całość z dwoma szybko-złączami typu „męskiego” służącymi do podłączenia od strony urządzenia CritiCool oraz trzema szybko-złączami typu „żeńskie” służącymi do podłączenia od strony okrycia CureWrap.

Przewody połączeniowe (nr kat. 200-00109)

Dwa giętkie przewody połączeniowe o długości 2,5 [m], łączące okrycie ThermoWrap z urządzeniem CritiCool, umożliwiające przepływ wody pomiędzy nimi. Przewody dostarczane są w parze połączonej w jedną całość z dwoma szybko-złączami typu „męskiego” służącymi do podłączenia od strony urządzenia CritiCool oraz dwoma szybko-złączami typu „żeńskie” służącymi do podłączenia od strony okrycia ThermoWrap.

Szybko-złącze typu „męskiego” służące do opróżniania zbiornika (nr kat. 002-00069)

Zapasy filtr wody (nr kat. 200-00130)