

GOLEM DIA, DIA E – Karta Produktu

GOLEM DIA

Stała wysokość (560mm), nachylenie segmentu pleców regulowane elektromechanicznie

-13/+75°, segment nożny regulowany elektromechanicznie 0/-40°

Możliwość ustawienia do pozycji Trendelenburga elektryczna w zakresie 0/+20°

Fotel osadzony na przejezdnej podstawie (kółka średnica 75mm z blokadą hamulcami)

Fotel wyposażony w stojak płynów infuzyjnych.

Nośność 150kg. Na wyposażeniu koszyk na ubranie pacjenta, wieszak na podkład w rolce, stojak kroplówki, podpórkę pod nogi pacjenta, uchwyt do prowadzenia fotela.

Uchylny stolik jest opcją dodatkową do fotela.

GOLEM DIA E

Elektryczna regulacja wysokości w zakresie (560-760mm), nachylenie segmentu pleców regulowane

elektromechanicznie -13/+75°, segment nożny regulowany elektromechanicznie 0/-40°

Możliwość ustawienia do pozycji Trendelenburga elektryczna w zakresie 0/+20°

Fotel osadzony na przejezdnej podstawie (kółka średnica 75mm z blokadą hamulcami)

Fotel wyposażony w stojak płynów infuzyjnych.

Nośność 150kg. Na wyposażeniu koszyk na ubranie pacjenta, wieszak na podkład w rolce, stojak kroplówki, podpórkę pod nogi pacjenta, uchwyt do prowadzenia fotela.

Uchylny stolik jest opcją dodatkową do fotela.



