



GOLEM


Seria GOLEM 6 do badań

Seria GOLEM 6 do badań Wyposażenie standardowe:

- schodek pacjenta nasuwany na podstawę fotela szt 1;
- uchylna miska szt 1;
- podpórki pod ręce pacjenta 1 para;
- podpórki podudzia typu Goepela lub strzemiona 1 para;
- wieszak z podkładem papierowym umiejscowiony za segmentem pleców szt 1;
- stacjonarna podstawa stopki z możliwością poziomowania;
- regulacja funkcji elek-mech za pomocą przycisków wbudowanych w podstawę;
- możliwość wyboru z 20 kolorów pokrycia fotela;

W tej serii dostępne są 3 modele:



Model	Regulacja wysokości	Regulacja segmentu pleców	Regulacja segmentu siedzenia	Programator pozycji badań i zabiegów
GOLEM 6P do badań	Stała wysokość 800mm	Manualna sprężyna gazowa 0-80°	-----	-----
GOLEM 6 do badań 	Elektromechaniczna 640-940mm	Manualna sprężyna gazowa 0-80°	-----	-----
GOLEM 6E do badań	Elektromechaniczna 640-940mm	Elektromechaniczna 0-80°	-----	-----
GOLEM 6ET do badań	Elektromechaniczna 640-940mm	Elektromechaniczna 0-80°	Elektromechaniczna 0-30°	Programator (pamięć) 3 pozycji ustawienia fotela



Lista dostępnego wyposażenia dodatkowego dla fotela

- przejezdna podstawa - kółka z hamulcami ;
- stalowa tacka narzędziowa wysuwana spod siedziska;
- regulacja panel nożny na przewodzie zamiast pilota ręcznego;
- dwa systemy regulacji pilot ręczny + regulacja nożna;
- dodatkowy segment nożny nakładany manualnie;
- miska z odpływem;
- miska z odpływem i wiadrem;
- uchwyt do kolposkopu;
- lampa LED na 0,5m wyginanym ramieniu;
- dodatkowa para podpórek typu Goepela lub strzemion;
- stolik zabiegowy II półkowy zintegrowany z fotelem;

Dostępne wyposażenie dodatkowe



Kółka
średnica
75mm
z hamulcami



Sterowanie
nożny
przewodowy
panel sterujący



Wysuwana spod
siedziska tacka
narzędziowa
ze stali
nierdzewnej



Lampa
halogenowa lub
LED mocowana
na sztycy
podpórki podudzia
lub strzemienia



Sterowanie
kablowy
pilot ręczny



Dodatkowy
4 segment nożny
dla uzyskania
pozycji leżącej



Uchwyt do
kolposkopu:
Optomic,
Zeiss,
Leisegang



Miska z
odpływem
i wiadrem



Poglądowe zdjęcia z realizacji

