



GOLEM

Stół do USG seria GOLEM U Stanowisko do USG

Trzy segmentowa powierzchnia robocza zapewnia komfort pacjenta podczas badania USG.

Wymiar zewnętrzny 630x 2000mm. W każdym z modeli stołu z tej serii segment siedzenia wypiętsza podudzie pacjenta elektromechaniczne.

W standardzie stacjonarna podstawa oraz wieszak z podkładem papierowym za sekcją plecy-głowa;

Standardowy system sterowania zapewnia kablowy pilot ręczny.


W tej serii dostępne są trzy modele

Model	Regulacja wysokości	Regulacja segmentu pleców	Regulacja segmentu siedzenia
GOLEM UP	Stała wysokość 600mm	Manualna – 0-70°	Elektromechaniczna 0-30°
GOLEM U	Elektromechaniczna 600-900mm	Manualna – 0-70°	Elektromechaniczna 0-30°
GOLEM UE	Elektromechaniczna 640-940mm	Elektromechaniczna 0-70°	Elektromechaniczna 0-30°



Lista dostępnego wyposażenia dodatkowego dla stołu:

- przejezdna podstawa - kółka z hamulcami ;
- regulacja panel nożny zamiast pilota ręcznego;
- dwa systemy regulacji pilot ręczny + regulacja nożna;
- podpórki podudzia typu Goepela 1 para;



Przykładowe zdjęcie z realizacji

