




GOLEM

Stół Zabiegowy GOLEM 2S

Stół umożliwia prowadzenie badań i zabiegów w pozycji leżą
Ustawienia i wyposażenie standardowe do stołu:

- Dwu segmentowa powierzchnia robocza;
- Kolumna oraz podstawa zabudowane osłoną w kolorze białym;
- Regulacja wysokości elektromechaniczna 620-920mm;
- Standardowy system regulacji – kablony pilot ręczny
- Długość 2000mm;
- Szerokość leża ok 630mm;
- Nośność 150kg;
- Standardowy system regulacji – kablony pilot ręczny
- W standardzie stół wyposażony w stopki z możliwością wypoziomowania;
- W standardzie stół wyposażony w wieszak z podkładem papierowym za segmentem głowy;




Lista dostępnego wyposażenia dodatkowego dla stołu:

- przejezdna podstawa - kółka z hamulcami ;
- para listew do akcesoriów na segmencie pleców;
- para listew do akcesoriów na segmencie siedzenia ;
- podpórka infuzyjna ręki;
- podpórka zabiegowa ręki z podparciem podłogowym;
- ekran anestezyjologiczny ;
- stojak płynów infuzyjnych – stojak kroplówki;
- podpórki podudzia typu Goepela z uchwytami na listwę;
- pas mocujący z uchwytem na listwę;
- elektromechaniczna regulacja pozycji Trendelenburga;
- programator – pamięć 3 pozycji zabiegowych;
- stalowa miska zabiegowa z mocowaniem na listwie;
- schodek pacjenta;
- regulacja panel nożny zamiast pilota ręcznego;
- dwa systemy regulacji pilot ręczny + regulacja nożny panel;



Poglądowe zdjęcia z realizacji



Dane techniczne

