




GOLEM

Stół Zabiegowy GOLEM Proctolog

Stół umożliwia prowadzenie badań i zabiegów w pozycji leżącej oraz w pozycji kolankowo-tokciowej

Ustawienia i wyposażenie standardowe do stołu:

- Trzy segmentowa powierzchnia robocza;
- Kolumna oraz podstawa całkowicie zabudowane osłoną z tworzywa w kolorze białym;
- Regulacja wysokości elektromechaniczna 630-930mm;
- Standardowy system regulacji – kablony pilot ręczny
- Długość w pozycji leżącej 1995mm;
- Szerokość leża ok 600mm;
- Nośność 150kg;
- W standardzie stół wyposażony w stopki z możliwością wypoziomowania;
- W standardzie stół wyposażony w wieszak z podkładem papierowym za segmentem głowy;



Lista dostępnego wyposażenia dodatkowego dla stołu:

- przejezdna podstawa - kółka z hamulcami ;
- para listew na odcinku piersiowym -1 para
- podpórki podudzia typu Goepela + para listew na odcinku siedzenia – 1 para
- elektromechaniczna regulacja pozycji Trendelenburga;
- podpórka infuzyjna ręki;
- ekran anestezjologiczny ;
- stojak płynów infuzyjnych – stojak kroplówki;
- regulacja panel nożny zamiast pilota ręcznego;
- dwa systemy regulacji pilot ręczny + regulacja nożny panel;
- stalowa miska zabiegowa;
- stalowa miska z odpływem i wiadrem;
- pas mocujący z uchwytem na listwę;
- schodek pacjenta;
- programator – pamięć 3 pozycji zabiegowych;



Przykładowe zdjęcia z realizacji





