



GOLEM

Fotele laryngologiczne seria GOLEM ORL

Cztero segmentowa powierzchnia robocza zapewnia komfort pacjenta podczas badania oraz zabiegów laryngologicznych. Fotel zajmuje mało miejsca w gabinecie i jest bardzo łatwy w przemieszczaniu.

W standardzie rotacja 90° lewo/prawo, jezdną podstawą, podręczki pacjenta, wysuwana podpórka pod stopy pacjenta;


W tej serii dostępne są trzy modele

Model	Regulacja wysokości	Regulacja segmentu pleców	Regulacja segmentu głowy	Regulacja segmentu nożnego
GOLEM ORL P	Stała wysokość 520mm	Manualna – sprężyna gazowa +17/+96°	Manualna +20/-45°	Manualna 0/-90°
GOLEM ORL E	Elektromechaniczna 520- 720mm	Manualna – sprężyna gazowa +17/+96°	Manualna +20/-45°	Manualna 0/-90°
GOLEM ORL EE	Elektromechaniczna 520- 720mm	Elektromechaniczna +17/+96°	Manualna +20/-45°	Manualna 0/-90°



Lista dostępnego wyposażenia dodatkowego dla serii GOLEM ORL

- regulacja panel nożny na przewodzie zamiast pilota ręcznego dla ORL E , ORL EE;
- dwa systemy regulacji pilot ręczny + regulacja nożna dla ORL E , ORL EE;



Przykładowe zdjęcia z realizacji



Wymiary fotela

