

## DNScope

Jednorazowa neonatologiczna rękojeść laryngoskopu ze szkłem powiększającym i zintegrowanym źródłem zasilania.

- Obrotowe szkło powiększające ułatwiające intubacje noworodków nawet poniżej 1 kg wagi urodzeniowej
- Światło LED o ciepłej jasnej barwie
- Kompaktowy kształt o wadze 20g wraz z baterią
- Możliwość podłączenia adaptera do podaży tlenu
- Zaprojektowany do intubacji noworodków o dowolnej wadze urodzeniowej
- Ergonomiczny kształt



## Nblade

Jednorazowe, neonatologiczne, plastikowe łyżki do laryngoskopu

- Dostępne rozmiary łyżek Miller: 0; 00; 000.
- Skonstruowane z plastiku wysokiej jakości
- Proste mocowanie w rękojeści laryngoskopu z zabezpieczeniem „klik”
- Zapewniają lepszą wizualizację oraz możliwość manipulacji
- Unikalny kształt zapewnia perfekcyjne użycie jako produktu jednorazowego
- Zapobiega występowaniu zaskrzeń krzyżowych



## NOX

Neonatologiczny adapter do podaży strumieniowej tlenu

- Minimalizacja niedotleniania podczas intubacji
- Łatwość w użyciu
- Zapewnia strumieniowy przepływ tlenu po łyżce laryngoskopu



 Peak Medical Ltd  
Givaty 14, p.o.b. 4044 Netanya 4214001, Israel



Bd General Wahis 53  
1030 Brussels, Belgium



Nr katalogowy	Opis	Opakowanie
<b>DNScope</b>	Rękojeść	1 szt. / op.
<b>Nox</b>	Adapter tlenowy	1 szt. / op.
<b>Nblade 0</b>	łyżka Miller 0	1 szt. / op.
<b>Nblade 00</b>	łyżka Miller 00	1 szt. / op.
<b>Nblade 000</b>	łyżka Miller 0000	1 szt. / op.