

STOLIK INSTRUMENTALNY E-02

Elementy **stolików serii E-02** wykonano z:
blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9,
z brzegami wywiniętymi do góry lub **pogłębieniem**, wysokość regulowana ręcznie w zakresie 850-1300 mm
podstawa stalowa, lakierowana proszkowo, wyposażona w koła o średnicy 75 mm

Opcjonalnie: stoliki w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

Wymiary całkowite:
750 x 500 x 850-1300 mm
 [L x S x H]

Wymiary blatu: 750 x 500 mm
 [L x S]



E-02 KO z blatem pogłębionym



E-02 ST z blatem pogłębionym



E-02 ST



E-02 KO

STOLIK INSTRUMENTALNY E-03

Stolik E-03 wykonano w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

blat z pogłębieniem, wysokość regulowana ręcznie **przy pomocy korby** w zakresie 850-1200 mm
podstawa wyposażona w koła o średnicy 75 mm, wszystkie koła z blokadą

Wymiary całkowite: **1100 x 600 x 850-1200 mm**
 [L x S x H]
Wymiary blatu: 1100 x 600 mm
 [L x S]

