

### SERIA ALUMED



Elementy asystorów serii **ALUMED** wykonano z:  
**stelaż** z zamkniętych profili aluminiowych i złąček ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL  
**wypełnienie** z płyty meblowej obustronnie laminowanej  
**podstawa** ze stali malowanej proszkowo, pięcioramienna na kołach o średnicy 55 mm, w tym trzy z blokadą

**Opcjonalnie:** blat w formie szkła bezpiecznego odpornego na działanie środków chemicznych

**Wymiary szafki:** 450x450 mm [LxS]  
**Wysokość całkowita:** 800 mm [H]  
**Średnica podstawy:** 600 mm

AS-1510



AS-1110



AS-1220



AS-1310



AS-1610

### SERIA K-5



A-03

Elementy asystorów serii **K-5** wykonano z:  
**szafka z szufladami** stalowa, lakierowana proszkowo na kolor wg palety RAL  
**blat** lakierowany proszkowo, z pogłębieniem  
**podstawa** ze stali malowanej proszkowo, pięcioramienna na kołach o średnicy 55 mm, w tym trzy z blokadą

**Opcjonalnie:** asystory ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

**Wymiary blatu/szafki:** 450 x 450 mm [L x S]  
**Wysokość całkowita:** 800 mm [H]  
**Średnica podstawy:** 600 mm



A-01



A-02



A-04



A-05

\*Istnieje możliwość modyfikacji produktu według indywidualnego zapotrzebowania Klienta.