

STOJAKI DO MISEK NA ODPADKI SERIA SMO



SMO-01



SMO-02



SMO-03

średnica podstawy: 600 mm
wysokość stojaka: 310 mm
pojemność miski: 30 l



SMO-04

średnica podstawy: 480 mm
wysokość wiadra: 245 mm
pojemność wiadra: 10 l



SMO-05

średnica podstawy: 480 mm
wysokość wiadra: 245 mm
pojemność wiadra: 10 l

Stojak do misek na odpadki seria SMO wykonano w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
miski na odpadki ze stali nierdzewnej o pojemności 2,5 lub 4,5 lub 9 l
podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy 50 mm

Średnica podstawy: 600 mm
Wysokość całkowita: 840 mm

PODESTY OPERACYJNE SERIA PO



PO-01

Wymiary całkowite:
długość: 480 mm [L]
szerokość: 320 mm [S]
wysokość: 130, 220, 280 mm [H]



PO-02

Wymiary całkowite:
długość: 480 mm [L]
szerokość: 650 mm [S]
wysokość: 425 mm [H]



PO-02/U

Podest wyposażony w poręczę z możliwością regulacji wysokości

Wymiary całkowite:
długość: 480 mm [L]
szerokość: 650 mm [S]
wysokość: 1115-1360 mm [H]

Podesty operacyjne serii PO wykonano w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

nóżki z możliwością wyregulowania

blat pokryty materiałem antypoślizgowym