

## SERIA PJ



PJ-01 ST

Elementy **parawanów serii PJ** wykonano z:

**stelaż** z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały  
**podstawa** z kształtownika stalowego lakierowanego proszkowo na kolor biały, wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą  
**wypełnienie** stanowi **zasłonka z poliestru z wodoodporną powłoką** dostępna w kolorach: miętowy, żółty, niebieski, biały, beżowy, zielony

**Opcjonalnie:** stelaż lakierowany na wybrany kolor wg palety RAL, stelaż w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

### Wymiary:

- długość skrzydła w parawanie jednoskrzydłowym: **800, 1000, 1200 mm [L]**
- długość skrzydła w parawanie wieloskrzydłowym: **700 mm [L]**
- wysokość całkowita: **1700 mm [H]**
- szerokość podstawy: **450 mm [S]**

\* Przy długości skrzydła 1200 mm szerokość podstawy wynosi 500 mm.



PJ-02 ST (2x700 mm)



PJ-03 ST (3x700 mm)



PJ-03 ST (3x700 mm)



PJ-01 ST (MAT)

Elementy **parawanów serii PJ (MAT)** wykonano z:

**stelaż** z kształtownika giętego stalowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały

**podstawa** z kształtownika stalowego lakierowanego proszkowo na kolor biały, wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą

**wypełnienie** stanowi **zasłonka z poliestru z wodoodporną powłoką** dostępna w kolorach: miętowy, żółty, niebieski, biały, beżowy, zielony

**Opcja:** stelaż w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, stelaż lakierowany na wybrany kolor RAL

Oznaczenie wykonania:

**KO** stal kwasoodporna gat. 0H18N9

**ST** stal lakierowana proszkowo