

SERIA PJ/PC



PJ-01 ST (PC)

Elementy parawanu serii PJ (PC) z płytą z tworzywa wykonano z **stelaż** z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały, **podstawa** z kształtownika stalowego lakierowanego proszkowo na kolor biały, wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą **wypełnienie** stanowi biała płyta z tworzywa PC (poliwęglan)

Opcja: stelaż lakierowany na wybrany kolor RAL

Wymiary:

- długość skrzydła w parawanie jednoskrzydłowym: **800, 1000, 1200 mm [L]**
 - długość skrzydła w parawanie wieloskrzydłowym: **700 mm [L]**
 - wysokość całkowita: **1700 mm [H]**
 - szerokość podstawy: **450 mm [S]**
- * Przy długości skrzydła 1200 mm szerokość podstawy wynosi 500 mm.



PJ-02 ST (PC) 2x700mm



PJ-02 ST (PC) 2x700mm



PJ-03 ST (PC) 3x700mm



PJ-01 KO (ABS)

Elementy parawanu serii PJ (ABS) z płytą z tworzywa wykonano z: **stelaż** z kształtownika giętego stalowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały, **podstawa** z kształtownika stalowego lakierowanego proszkowo na kolor biały, wyposażona w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą **wypełnienie** stanowi biała płyta z tworzywa ABS

Opcja: stelaż lakierowany na wybrany kolor wg palety RAL, stelaż w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

Wymiary:

- długość skrzydła w parawanie jednoskrzydłowym: **800, 1000, 1200 mm [L]**
 - długość skrzydła w parawanie wieloskrzydłowym: **700 mm [H]**
 - wysokość całkowita: **1700 mm [H]**
 - szerokość podstawy: **450 mm [S]**
- * Przy długości skrzydła 1200 mm szerokość podstawy wynosi 500 mm.



PJ-01 ST (ABS)



PJ-02 KO (ABS) 2x700mm



PJ-03 KO (ABS) 3x700mm