


ISA 305




Panele oświetleniowe ISA 305 są wyposażone w:

- gniazda elektryczne 230 V
- gniazdo teleinformatyczne
- gniazda ekwipotencjalne
- oświetlenie ogólne
- oświetlenie miejscowe do czytania
- oświetlenie nocne
- włącznik oświetlenia miejscowego i nocnego
- płytkę przekaźnikową do systemu przyzywowego

Standardowa długość panelu jednostanowiskowego: 1600 mm
(w zależności od wyposażenia)

ISA 100



Panele oświetleniowe ISA 100 są wyposażone w:

- gniazda elektryczne 230 V
- gniazdo teleinformatyczne
- gniazda ekwipotencjalne
- oświetlenie miejscowe do czytania
- oświetlenie nocne
- włącznik oświetlenia miejscowego i nocnego
- płytkę przekaźnikową do systemu przyzywowego

Standardowa długość panelu jednostanowiskowego: 1200 mm
(w zależności od wyposażenia)

