

SERIA BM



BM0

indeks: BM0-ST

Elementy **łożeczek serii BM0** wykonano z:
stelaż z rurek stalowych lakierowanych proszko-
 wo lub ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wy-
 posażony w koła o średnicy 75 mm, wszystkie
 z blokadą
kojec z tworzywa, wyposażony w materacyk

Wymiary zew. łożeczka: 830 x 570 x 980 mm
 [L x S x H]

Wymiary wew. kojca: 660 x 410 x 220 mm
 [L x S x H]

Łóżeczka BM0 posiadają funkcję najazdu stelaża w
 stelaż, w celu zminimalizowania miejsca przechowy-
 wania łożeczek.



BM0-ST opcja: stelaż lakierowany na kolor wg palety RAL



BM0-KO

Stelaż ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9



Pozycja Anty-Trendelenburga + 12°



Seria łożeczek BM0 posiada możliwość
 najazdu stelaża w stelaż w celu zmini-
 malizowania miejsca przechowywania