



bertzmedical



Cieplarka środków kontrastowych

Poprawia komfort pacjenta



Wyłączny dystrybutor w Polsce:

Bertz Medical Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Fabianowska 131, 62-052 Komorniki

tel./fax: +48 (61) 87 50 743

e-mail: biuro@bertzmedical.pl

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
KRS: 0000531821 • REGON: 360218438 • NIP: 7831719298

www.bertzmedical.pl





bertzmedical

Cieplarka środków kontrastowych

Poprawia komfort pacjenta

Wygoda i bezpieczeństwo

- Kompaktowa cieplarka służy do ogrzewania środków kontrastowych wykorzystywanych w badaniach tomografii komputerowej (TK).
- Podgrzanie kontrastu poprawia przepływ, dzięki zmniejszeniu lepkości kontrastu.
- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, szklane drzwiczki zamykane na zamek.
- Urządzenie wyposażone jest w dwie półki o regulowanej wysokości.
- Elektroniczna regulacja temperatury w zakresie od 30 do 70 °C.
- W cieplarce zastosowano grawitacyjny obieg powietrza, który zapewnia równomierny rozkład temperatury w całym urządzeniu.
- Alarm dźwiękowy i świetlny w przypadku awarii, przekroczenia zadanej temperatury lub nadmiernym spadku temperatury w urządzeniu.
- Podgrzanie kontrastu z temperatury pokojowej do temperatury 37 °C zwiększa komfort podawania kontrastu pacjentowi eliminując uczucie gorąca rozchodzące się po ciele pacjenta.
- Cieplarkę można doposażyć w dedykowany wózek wykonany ze stali nierdzewnej.



Wymiary	Pojemność	Moc
560 mm x 370 mm x 380 mm	20 l	100 W
700 mm x 480 mm x 470 mm	58 l	200 W
885 mm x 570 mm x 600 mm	104 l	400 W

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

Bertz Medical Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Fabianowska 131, 62-052 Komorniki

tel./fax: +48 (61) 87 50 743

e-mail: biuro@bertzmedical.pl

