



bertzmedical

Pulsoksymetr pracujący w środowisku MRI



Tesla^{DUO}

Pulsoksymetr MRI do monitorowania poziomu saturacji krwi pacjenta w polu magnetycznym do 3T z bezprzewodowym czujnikiem SpO₂.



Pulsoksymetr jest dostępny w 3 różnych konfiguracjach:

- Opcja 1 - monitorowanie poziomu saturacji krwi pacjenta (SpO₂)
- Opcja 2 - nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi (NIBP)
- Opcja 3 - monitorowanie poziomu saturacji krwi pacjenta (SpO₂) oraz nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi (NIBP)

Dystrybutor w Polsce:

Bertz Medical Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Fabianowska 131, 62-052 Komorniki

tel./fax: +48 (61) 87 50 743

e-mail: biuro@bertzmedical.pl

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
KRS: 0000531821 • REGON: 360218438 • NIP: 7831719298

www.bertzmedical.pl






bertzmedical





Tesla^{DUO} jest prosty i intuicyjny w obsłudze. Posiada przejrzysty interfejs i czytelny 7" ekran dotykowy.



dane techniczne

waga	5,6 kg
wymiary	30,5 cm x 14,10 cm x 15,5 cm
wyświetlacz	7" dotykowy ekran o rozdzielczości: 800x480
zasilanie	zintegrowany zasilacz i bateria z czasem pracy do 6,5 godziny
dostępne parametry	SpO ₂ , NIBP



- Dwa ekrany główne umożliwiają wyświetlanie graficznej krzywej nasycenia lub duże wartości liczbowe
- Wszystkie parametry mogą być aktywowane bezpośrednio z głównego ekranu i zapewniają przejrzystość interfejsu użytkownika
- Zintegrowana pamięć trendu
- Interfejs USB
- 6 interwałów NIBP
- Alarmy optyczne i dźwiękowe
- Opcjonalnie system bramkowania (gating)*

* wyłącznie skanery MRI firmy Siemens

Pulsoksymetr wyposażony w bezprzewodowy czujnik SpO₂ pozwala na większą elastyczność w pozycjonowaniu pacjenta, zwiększając komfort pracy personelu medycznego. Jest łatwy i wygodny w obsłudze. Może być stosowany u pacjentów w każdym wieku. Dostępne są adaptery w trzech różnych rozmiarach: dorosły, dziecko, noworodek.



Dystrybutor w Polsce:

Bertz Medical Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Fabianowska 131, 62-052 Komorniki

tel./fax: +48 (61) 87 50 743

e-mail: biuro@bertzmedical.pl

