



**bertzmedical**



## Wężyk pompy do wstrzykiwacza automatycznego ulrich CT motion

**Sterylny wężyk pompy, wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl zabezpieczone kapturkami ochronnymi.**

- posiada możliwość monitorowania ciśnienia w systemie wężyków
- wyposażony jest w filtr cząsteczkowy
- posiada wbudowany zawór zwrotny na jednym końcu wężyka, który uniemożliwia cofanie się płynów
- czas pracy pompy na wężyku wynosi do 24 godzin, niezależnie od ilości przebytych iniekcji
- nie zawiera lateksu oraz ftalanów (DEHP)
- objętość wężyka: 19,5 ml
- szczelność ciśnieniowa: maksymalnie 20 bar



Numer katalogowy: XD8003.

**Wyłączny dystrybutor w Polsce:**

**Bertz Medical Sp. z o.o. Sp.k.**

ul. Fabianowska 131, 62-052 Komorniki

tel./fax: +48 (61) 87 50 743

e-mail: [biuro@bertzmedical.pl](mailto:biuro@bertzmedical.pl)

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
KRS: 0000531821 • REGON: 360218438 • NIP: 7831719298

[www.bertzmedical.pl](http://www.bertzmedical.pl)

