

ISA 9003 IOM



Kolumna zasilająca ISA 9003 IOM pionowa z zawieszeniem prostym



Głowica pionowa



Głowica pionowa

Kolumny zasilające ISA 9003 IOM zapewniają:

- mocowanie do stropu
- podłączenie aparatury medycznej o napięciu znamionowym 230 V
- podłączenie przewodu ekwipotencjalizacji
- pobór gazów medycznych: O₂, V, Air, N₂O
- odciąg gazów poanestetycznych
- zasilanie narzędzi chirurgicznych sprężonym powietrzem
- możliwość zamocowania wyposażenia dodatkowego

Wysokość głowicy zależy od wyposażenia (ilości punktów poboru gazów oraz ilości gniazd elektrycznych)

Kolumny zasilające ISA 9003 IOM mogą być wyposażone m.in. w:

- gniazdo teleinformatyczne
- zaciski ekwipotencjalne
- gniazda elektryczne 230 V
- punkty poboru gazów medycznych
- półki pod aparaturę medyczną
- szuflady
- szyny instrumentalne
- wysięgnik kroplówki

kolumny z wyposażeniem CHIRURGICZNYM:

- punkt AIR MOTOR

kolumny z wyposażeniem ANESTEZJOLOGICZNYM:

- punkt odciągu gazów poanestetycznych

