

Mobilne stojaki do pomp infuzyjnych Agilia

Stojak o zwiększonej nośności

Posiadający nisko położony środek ciężkości, wykonany ze stali nierdzewnej i zaprojektowany specjalnie do montażu stacji dokujących LINK Agilia, z podstawą jezdną o średnicy 65 cm, wyposażoną w 5 kółek z hamulcami



Podwójny maszt stojaka pozwala obniżyć środek ciężkości.

Pięć podwójnych kółek z hamulcami.

Solidna, dociążona podstawa stojaka.

Teleskopowe ramię wieszaka do worków infuzyjnych (regulacja w zakresie 170-220cm) 6 wieszakami o łącznej nośności do 6 kg.

Może służyć do mocowania stacji dokujących Link Agilia (do 8 pomp), obciążenie max. 25 kg

Nr ref. 073160



▶ Stacje dokujące Agilia

Stacje dokujące umożliwiają zamocowanie 4, 6 lub 8 pomp Agilia.



▶ Uchwyt

Wyposażenie opcjonalne ułatwiające transport.

Nr ref. Z073117



▶ Półka

Wyposażenie opcjonalne na przedmioty lekkie, obciążenie max 2 kg.

Nr ref. Z073113



▶ Uchwyt "U"

Wyposażenie opcjonalne do mocowania lekkich przyrządów do infuzji, obciążenie max 2 kg.

Nr ref. Z073116



Mobilne stojaki do pomp infuzyjnych Agilia

Stojak podstawowy

Wykonany ze stali nierdzewnej i zaprojektowany specjalnie do montażu 1, 2 lub 3 pomp infuzyjnych, z podstawą jezdną o średnicy 65 cm, wyposażoną w 5 kółek z hamulcami



Produkt typu "wszystko w jednym"

Pięć podwójnych kółek z hamulcami

Solidna, dociążona podstawa stojaka

Teleskopowe ramię wieszaka do worków infuzyjnych (regulacja w zakresie 170-220 cm) z 4 wieszakami o nośności do 2 kg każdy

Zintegrowany uchwyt

Do mocowania do 3 pomp Agilia (obciążenie max. do 6,5 kg)

Nr ref. 073150

Ze względu na naszą politykę stałego rozwoju produktów oraz z powodu zmian normatywnych, podane cechy wyrobów mogą ulec zmianie.

Od oddziałów ogólnych po oddziały intensywnej terapii, rodzina produktów Agilia odpowiada na najważniejsze potrzeby związane z dożylnym podawaniem leków, oferując szeroką gamę pomp infuzyjnych, akcesoriów oraz produktów jednorazowych.

► Pompy Agilia

Injectomat Agilia



Volumat Agilia



► Pompy Agilia MC

Injectomat MC Agilia



Volumat MC Agilia



► Pompy TIVA Agilia

Injectomat TIVA Agilia



► Zestawy infuzyjne

Zestawy infuzyjne Volumat

