



INHALATOR PNEUMATYCZNY CONDOR

P.P.U. Medbryt Sp. z o.o.



04-769 Warszawa, ul. Cylichowska 3

www.medbryt.com.pl
e-mail: office@medbryt.com.pl

tel.: (+48 22) 846 55 94
fax: (+48 22) 846 22 00

INHALATOR PNEUMATYCZNY CONDOR

Inhalator Condor to popularne urządzenie, przeznaczone do leczenia środkowych i dolnych partii dróg oddechowych. Posiada w wyposażeniu nowoczesną głowicę Rapid Flaem 7 Dual Speed, która zapewnia skuteczną i komfortową inhalację najniższych obszarów płuc, gardła i zatok. Wysoka jakość wykonania inhalatora umożliwia częste użytkowanie przez długi okres czasu.

Zastosowanie:

- ✓ leczenie oskrzeli i płuc w chorobach takich jak astma, alergie, pochnp i inne
- ✓ leczenie stanów zapalnych nosa, gardła i krtani, stany wyczerpania głosowego
- ✓ nawilżanie górnych dróg oddechowych solą fizjologiczną
- ✓ do użytkowania w domu i w szpitalu

Zalety:

- ✓ skuteczna głowica rozpylająca Rapidflaem 7 Dual Speed
- ✓ dobrze rozpyla nawet małe ilości leku
- ✓ możliwość rozpylania wszystkich rodzajów leków wziewnych
- ✓ duża depozycja płucna
- ✓ oszczędne podawanie leku, dzięki specjalnemu zaworowi
- ✓ dwie prędkości rozpylania leku
- ✓ możliwość rozpylania substancji oleistych (olejki eteryczne)
- ✓ cicha, lekka i trwała sprężarka
- ✓ prostota obsługi
- ✓ 24 miesiące gwarancji i serwis

DANE TECHNICZNE:

- wydajność sprężarki (bez obciążenia)	9 l / min	- max. pobór mocy	130 VA
- pojemność zbiornika głowicy	2 ÷ 8 ml	- klasa ochronności	IP21
- śr. średnica cząstek (MMAD)*	3,78 ¹ / 4,58 ² μm	- poziom hałasu	54 dB (A)
- frakcja respirabilna (% cząstek <5μm)*	63 ¹ / 54,4 ² %	- wymiary	200x295x100 mm
- wydajność aerozolu**	0,25 ¹ / 0,55 ² ml / min	- waga	1,8 kg
- zasilanie z sieci prądu zmiennego	230 V, 50 Hz	- do stosowania ciągłego	

* Charakterystyka in vitro przeprowadzona w Inamed Research GmbH & Co. KG na wniosek TÜV Rheinland Product Safety GmbH – Germany w zgodności z europejskim

standardem dla urządzeń do aerzoloterapii – normą EN 13544-1. Test przeprowadzono na 0,9% roztworze solanki.

** Test przeprowadzono zgodnie z wewnętrzną procedurą Flaem I29-P07.5.

¹ Tryb standardowy. ² Tryb szybki.

WYPOSAŻENIE:

- głowica rozpylająca RF7 Dual Speed	szt. 1	- ustnik	szt. 1
- przewód doprowadzający powietrze	szt. 1	- końcówka nosowa	szt. 1
- maska dla dorosłych	szt. 1	- zaworek oszczędzania leku	szt. 1

ZAPEWNIAMY PEŁNY SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY ORAZ CIĄGLĄ SPRZEDAŻ WSZYSTKICH CZĘŚCI.