



**KABINY
CISZY**



JEDYNE
WYTWARZANE
W **POLSCE**

✓ **KABINY CISZY FIRMY
DOR-MED SĄ WYROBEM
MEDYCZNYM KLASY 1**

✓ **KABINY CISZY posiadają
CERTYFIKAT CE**



Świat cisy zamknięty w bezpiecznej przestrzeni

www.kabincisy.pl

✉ wlipinski@op.pl

☎ +48 604-964-649



KABINY CISZY



- ✓ POSIADAJĄ **ATESTY I CERTYFIKATY** GWARANTUJĄCE NAJWYŻSZE BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT PACJENTA PODCZAS BADANIA UBYTKU SŁUCHU ORAZ PRAWIDŁOŚĆ PRZEPROWADZENIA BADANIA
- ✓ KABINY SĄ DEDYKOWANE **DO WSZYSTKICH POMIĘSZCZEŃ** ICH MAŁE GABARYTY POZWALAJĄ NA UŻYWANIE W NIEWIELKICH GABINETACH LEKARZY LARYNGOLOGÓW, AUDIOLOGÓW I PROTETYKÓW SŁUCHU
- ✓ NA ŻYCZENIE KLIENTA KABINY WYPOSAŻAMY W **GŁOŚNIKI DO BADAŃ** W WOLNYM POLU ORAZ **AUDIOMETRY I TYMPANOMETRY** A TAKŻE ZESTAWY KOMPUTEROWE ZA DOPŁATĄ

DANE TECHNICZNE PRZYKŁADOWEJ KABINY CISZY KC-120

- wymiary zewnętrzne **120x120x210**
- wymiary wewnętrzne **105x105x195 cm** (+/- 1cm)
- waga – około **340 kg**
- okno szyba trójwarstwowa **60x60 cm**
szkło klejone hermetyczne
- oświetlenie **230V-9V**
- konstrukcja zewnętrzna kabiny – **plyta drewnopodobna**
- kolorystyka zewnętrzna: **orzech, wiśnia, klon, olcha**
- wewnątrz – **eko-skóra, odcień wanilia**
- wentylacja – grawitacja – **4 otwory wentylacyjne o średnicy 50mm**
- mocowanie audiometru – **półka 50x50 cm**
- otwór na przewody do audiometru ($\varnothing = 60 \text{ mm}$)

KC-90 (90x90x215) cm

KC-100 (100x100x215) cm

KC-110 (110x110x215) cm

KC-120 (120x120x215) cm

KC-135 (135x135x215) cm

KC-150 (150x110x215) cm

KC-250 (250x250x215) cm

z klatką faradaya

KC-180 (180x180x215) cm

KC-210 (210 x 140 x 215) cm

} **NOWOŚĆ**

Zapytania i zamówienia prosimy kierować na:

www.kabinciszy.pl

✉ wlipinski@op.pl

☎ +48 604-964-649