

HALUX N50
MEDYCZNA LAMPA ZABIEGOWA



PRZYSTOSOWANA DO TWOICH POTRZEB LAMPA ZABIEGOWA HALUX

Nowoczesna klasyka: HALUX imponuje minimalistycznym kształtem i typową szwajcarską dbałością o szczegóły. Od trzech dekad jest uznawany za niezawodne źródło światła w medycynie. Jej nowy projekt znajdzie zastosowanie w wielu różnych dziedzinach medycyny: począwszy od ogólnej praktyki lekarskiej, przez ginekologię po łóżka szpitalnego.

Szybkie czyszczenie

Dzięki zamkniętej konstrukcji, środki czyszczące nie dostają się do głowicy lampy

Bezobsługowa

Wysokiej jakości materiały oraz wytrzymała technologia LED

Pozycjonowanie

Unikalny system ramion zapewnia łatwe i bezpiecznie pozycjonowanie


100% widoczność

Duże, równomiernie oświetlone pole zabiegowe zapewnia maksymalną łatwość widzenia



WERSJA PREMIUM HALUX N50

HALUX N50 to idealna oprawa dla wszystkich, którym zależy na lepszych parametrach świetlnych i możliwości zmiany barwy światła. Dzięki 18 cm średnicy pola zabiegowego i natężeniu oświetlenia do 50 000 luksów z odległości 0,5m, HALUX N50 oferuje optymalne warunki do badań.



HALUX N50



Perfekcyjne oddawanie barw

Optymalna barwa światła zapewnia optymalne warunki do diagnoz



Intuicyjna obsługa

Dzięki przyciskom umieszczonym na czaszy lampy, sterowanie jest banalnie proste



Adaptacja mocy światła

5-stopniowa regulacja natężenia światła



Temperatura barwowa


Regulowana w 3-poziomach dla zapewnienia odpowiednich warunków



3,300 K



3,800 K



4,400 K

* HALUX N50-3

ZASTOSOWANIA

Dermatologia

- Duże pole zabiegowe
- Regulowana temp. barwowa Halux N50-3
- Znakomite oddawanie kolorów



Ginekologia

- Montaż do stołu / krzesła zabiegowego
- Ergonomia-zapewnia łatwą obsługę
- Płynna regulacja natężenia światła



Opieka zdrowotna and pacjentem

- Regulacja natężenie światła
- Wiele możliwości montażu
- Łatwe czyszczenie



Medycyna ogólna / ratunkowa

- Duże pole zabiegowe
- Wysoka moc wyjściowa do 50 000 lux / 1m
- Wiele możliwości montażu




	System ramion	Oddział ratunkowy	Badania	Specjalistyczne badania	Intensive care	Regulacja Natężenia Światła	Zmiana barwy
PRODUKT			Ogólne Dermatologia Neonatologia Anestezjologia	Ginekologia / Urologia			
HALUX N50-1 P SX	Elastyczne ramie z przegubem	●	●	●	●		
HALUX N50-3 P SX	Elastyczne ramie z przegubem	●	●	●	●	✓	✓
HALUX N50-3 P SX Gyn.	Elastyczne ramie z przegubem	●	●	●		✓	✓
HALUX N50-1 P FX	Sprężynowe ramie z przegubem	●	●		●		
HALUX N50-3 P FX	Sprężynowe ramie z przegubem	●	●		●	✓	✓

● perfekcyjne dopasowanie

● dobre dopasowanie

HALUX N50



HALUX N50	Dane techniczne
Illumination power **	50 000 lux @ 0.5 m
Pole zabiegowe **	Ø 18 cm @ 0.5 m
Regulacja natężenia *	5-stopni regulacji
Oddawanie barw RA	93
Temperatura barwowa **	Stała: 4 400 K Regulowana: 3 300 K / 3 800 K / 4 400 K*
Jednostka sterująca	Wbudowany zasilacz
Klasa ochronności	IP 20
System ramion	Elastyczne lub sprężynowe ramię
Obsługa	Panel dotykowy na czaszy lampy lub przełącznik (I/O)
Accessories	Standardowy system szyn ściennych, ramie przedłużające, Uchwyt stołowy, zacisk szynowy, Zacisk szynowy z funkcją hamulca, uchwyt ścienny, stojak mobilny



www.derungs.swiss/halux-N50

*opcja dodatkowa

** -10% / +20% tolerancji

Siedziba w Niemczech

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Peter-Henlein-Straße 5
78056 Villingen - Schwenningen
Germany

Tel. + 49 7720 601 - 0
Tel. + 49 7720 601 - 100 (sales)
Tel. + 49 7720 601 - 290
www.waldmann.com
sales.germany@waldmann.com

Centrum ekspertyz w ochronie zdrowia

Derungs Licht AG
Hofmattstrasse 12
9200 Gossau
Switzerland

Tel. +41 71 388 11 66
Fax +41 71 388 11 77
www.derungs.swiss
mailbox@derungs.swiss

Derungs Licht AG is
a member of
the Waldmann Group.



SWISS MEDTECH
Member

