



SECULIFE ES PRO



Analizator aparatury elektrochirurgicznej

SECULIFE ES PRO jest analizatorem dla elektrycznych urządzeń chirurgicznych, których wysoka dokładność związana jest z jakością kalibracji. Przeznaczony jest dla producentów sprzętu chirurgicznego HF / wysokiej częstotliwości / oraz użytkowników generatorów HF, chcących je sprawdzić w taki sam sposób, jak producent, ponieważ miernik zapewnia niepewność pomiarową 1%.

CECHY:

- Wskazanie w mV, mV szczytu, mA, współczynnik szczytu i mocy
- Duży wyświetlacz graficzny ze sterowaniem kursorowym opcji i nastaw parametrów
- 1% odchyłki wyniku pomiaru
- Wyjścia USB i RS232

- Opcjonalne oprogramowanie na PC zapewnia dalsze funkcje i rejestrację danych
- Kalibracja cyfrowa - brak potencjometrów nastawczych
- Graficzna prezentacja na ekranie generowanych przebiegów z możliwością przewijania i powiększania
- Wewnętrzne ekranowane obwody wejściowe
- Pomiar, zapis i wydruk tworzonych przez generator ESU przebiegów z 23.768 próbkami przy pomocy oprogramowania
- Pamięć wewnętrzna na 3 pełne zestawy przebiegów ESU
- Tworzenie indywidualnej tabeli użytkownika rezystancji obciążenia opartej na najczęściej stosowanych oporach
- Konfigurowalne wyświetlanie danych
- Niewielki i lekki tester diatermii chirurgicznych HF / wysokiej częstotliwości

Nazwa	Nr katalogowy
SECULIFE ES PRO	M695B
Transformator prądu 1:1	Z697A
Transformator prądu 0.1:1	Z697B
Precyzyjne rezystory mocy	Z696A - Z696U

