


Cztery długości fal w każdym LED



Maksymalna skuteczność dzięki kombinacji różnych długości fal

Rozjaśnianie skóry

Światło Niebieskie(415nm) + Światło Żółte (585nm) + Światło Czerwone (635nm)

Leczenie trądziku

Światło Niebieskie (415nm) + Światło Czerwone (660nm)

Redukcja bólu

Światło Czerwone (635nm) + Światło Podczerwone (835nm)

Leczenie skóry głowy

Światło Żółte (580nm) + Światło Czerwone (660nm)

* Możliwość kombinacji nawet 3 długości fal.

Panel LED dla wszystkich wskazań

Uniwersalny panel diod LED używa wszystkich długości fal i jest wygodny w użyciu. Cztery długości fal z możliwością kombinacji i regulacji parametrów sprawiają, że terapie światłem LED są niezwykle skuteczne i bezpieczne.

CURELUX

Zaawansowana technologia terapii światłem LED zaczyna się od CURELUX.

CURELUX opracował pierwsze na świecie urządzenia do terapii światłem LED. Długa i silna historia badań i rozwoju LED od 2004 roku gwarantuje najwyższą jakość oferowanych rozwiązań. Obecnie terapia światłem LED zyskuje na znaczeniu dzięki CURELUX.



CURELUX LLT-1 (terapia światłem LED),

Najnowocześniejsze
rozwiązanie do terapii
fotodynamicznej.

Wszystko co najlepsze
dla specjalistów i pacjentów.

Kryterium	Wartość	Komentarz
Model	HU-001	
Moc wejściowa	AC 100V/240V 50Hz 5-8.5A	
Moc wyjściowa	DC 48V 13A	
Sterowanie	Panel kontrolny	
	Panel diod LED	
Żywotność	10000h	
Długość fal	415nm	światło widzialne
	585nm	światło widzialne
	660nm	światło widzialne
	830nm	światło podczerwone



CURELUX

4 w 1

Pierwszy na świecie system do terapii światłem LED z 4 długościami fal w 1 urządzeniu

Światło Niebieskie (415nm)

Redukuje trądzik aktywny
Normalizuje pracę gruczołów łojowych
Odpęźa i wycisza skórę
Zabija bakterie obecne w skórze
Zapobiega wypryskom
Głęboki efekt oczyszczenia
Zwęża rozszerzone pory

Światło Żółte (585nm)

Stymuluje system nerwowy i limfatyczny
Regeneruje uszkodzone tkanki
Zmniejsza zaczerwienienie skóry
Redukuje podrażnienia skóry
Ogranicza trądzik różowaty

Światło Czerwone (660nm)

Stymuluje produkcję kolagenu i elastyny
Wygładza skórę
Zwiększa elastyczność skóry
Poprawia krążenie i drenaż limfy
Redukuje widoczność zmarszczek
i powierzchniowe przebarwienia
Wspomaga leczenie łysienia i łuszczycy

Światło Podczerwone (830nm)

Uśmierza ból
Stymuluje fibroblasty
Odmładza skórę
Wspiera odnowę komórek
Przyspiesza gojenie ran
Poprawia krążenie

