

# ARTRO

the ART of arthroscopy



Aparat elektrochirurgiczny **ARTRO** jest zaawansowanym technologicznie systemem, zaprojektowanym z myślą o bipolarnych procedurach artroskopowych.

Aparat **ARTRO** umożliwia waporyzację, cięcie oraz koagulację bipolarną w roztworze soli fizjologicznej. Dodatkowo daje możliwość korzystania ze standardowych trybów cięcia i koagulacji monopolarnej. Automatyka regulacja parametrów wyjściowych gwarantuje szybką i efektywną pracę.

Obsługa aparatu **ARTRO** oparta jest na systemie SmartDevice, który identyfikuje podłączone narzędzie. Tryby pracy oraz nastawy wyjściowe dobierane są automatycznie dla podłączonego instrumentu.


**ARTRO** to aparat, który sprosta wymogom każdej sali operacyjnej.



## Zalety urządzenia

- wszechstronność - praca monopolarna i bipolarna
- maksymalnie uproszczona obsługa
- kolorowy wyświetlacz z **ekranem dotykowym**
- zaawansowane tryby bipolarne do pracy w roztworze NaCl
- automatyczna regulacja parametrów pracy - **SpectrumResult**
- system ochrony optyki
- rozpoznawanie podłączonych narzędzi - **SmartDevice System** - szybkie przywołanie nastaw dla podłączonego instrumentu
- duży wybór instrumentów o różnych kształtach i rozmiarach
- wyposażenie wielorazowego użytku pozwala na zmniejszenie kosztów zabiegu
- dedykowany **wózek** z szafką na akcesoria

## CIĘCIE




## WAPORYZACJA



## KOAGULACJA



## SmartDevice System



# bipolarne elektrody artroskopowe SDS

58S-010 115 mm Elektroda bipolarna, igła, zagięta 90°, 0,6 x 1,5mm, kabel SDS 3m  
58S-030 170mm



58S-020 115 mm Elektroda bipolarna, igła zagięta 90°, 0,6 x 4mm, kabel SDS 3m  
58S-060 170 mm



58S-040 115 mm Elektroda bipolarna, klawiszowa, zagięta 90°, 1,5 x 4mm, kabel SDS 3m



58S-930 115 mm Elektroda bipolarna do waporyzacji, okrągła, VAP, dł. 170mm, kabel SDS 3 m  
58S-920 170 mm



58S-110 115 mm Elektroda bipolarna do waporyzacji - Phazer, wypukła, zagięcie 70°, śr. kulki 2,4 mm, kabel SDS 3m  
58S-140 170 mm



Instrumenty z nierozłącznym kablem

100-610 Aparat elektrochirurgiczny ARTRO



080-061 Wózek TinyLine do aparatów elektrochirurgicznych



100-302 Włącznik nożny 2-przyciskowy, kabel 5m, wtyk 6-pinowy



Pełen wybór akcesoriów znajdą Państwo w naszym katalogu.  
Więcej informacji u przedstawicieli regionalnych i na stronie [www.emed.pl](http://www.emed.pl)



**Uwaga! Niniejsza ulotka nie zastępuje instrukcji użytkownika! Należy zapoznać się z instrukcją używania!**

EMED SP. Z O. O. SP. K. | ul. Ryzowa 69a | 05-816 Opacz-Kolonia  
tel: 22 723 08 00 | [emed@emed.pl](mailto:emed@emed.pl) | [www.emed.pl](http://www.emed.pl)

**emed**  
confidence in performance

NR REF. 2022.05.K33.PL