





Przechowywanie i suszenie  
endoskopów zgodnie z normą  
PN-EN 16442




Unitechnika S.A ul. Szamotulska 59b, 60-566 Poznań  
tel.61/6631248, fax.61/8476943  
www.utsa.com.pl, info@utsa.com.pl

## Pro Endo Dry Classic

### Szafa do przechowywania endoskopów łącząca kontrolowane warunki otoczenia z funkcją suszenia:

- Zgodność z normą PN- EN 16442
- Wydajny system z całkowicie wysuwającym teleskopowo wieszakiem do przechowywania endoskopów
- Przechowywanie endoskopów i bronchoskopów wielu producentów
- Identyfikacja użytkowników i endoskopów przez RFID, skanowanie kodów kreskowych lub QR-code
- Blokada drzwi
- 7“ ekran dotykowy za szkłem hartowanym
- Wyświetlacz informacji LED
- Własna sprężarka powietrza lub możliwość podłączenia do szpitalnej instalacji gazów medycznych
- Stałe nadciśnienie w kabinie suszenia
- Indywidualna kontrola przepływu powietrza dla każdego endoskopu
- Filtr H13 dla własnego systemu sprężonego powietrza
- Rejestracja i zapamiętywanie wszystkich istotnych danych
- Opcjonalnie – zintegrowana drukarka
- Możliwość rozbudowy modułowej dla przechowywania więcej niż cztery endoskopy



Pojemność	4 endoskopy z możliwością modułowej rozbudowy
Zasilanie	230 V, 50 Hz
Suszenie	Szpitalne gazy medyczne lub własne sprężone powietrze
Wymiary (szer. x gł x wys)	340 x 670 x 2350 mm

**Unitechnika S.A ul. Szamotulska 59b, 60-566 Poznań**

**tel.61/6631248, fax.61/8476943**

**[www.utsa.com.pl](http://www.utsa.com.pl), [info@utsa.com.pl](mailto:info@utsa.com.pl)**