

Stabilizatory RTG

Model RX 805

Stabilizator diagnostyczny wykonany z impregnowanej tkaniny nylonowej powleczonej wzmocnionym TPU. Dzięki temu stabilizator jest wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne oraz łatwy w konserwacji.

- Wodoodporny
- Odporny na zgięcia i ścieranie
- Dodatkowy
- Dodatkowa taśma rzep do stabilizacji kończyny
- Surowce z certyfikatem Oeko-tex oraz atestem PZH

Dostępny w danym rozmiarze lub w zestawie:

S – 15 cm x 25 cm / 1 kg

M – 20 cm x 27 cm / 2 kg

L – 25 cm x 30 cm / 3 kg

XL – 30 cm x 35 cm / 4 kg

Możliwość wykonania innego rozmiaru lub np. wałka stabilizującego.

