

GoVu™


PACHYMETR



Prosty w obsłudze  
ręczny pachymetr

Szybki i precyzyjny pomiar  
centralnej grubości rogówki

Zasilanie akumulatorowe,  
podstawa ładująca w zestawie



Sonda o częstotliwości 20 Mhz zapewniająca dokładny pomiar

Wygodny przycisk wyzwalania pomiaru

Ergonomiczny kształt dopasowany do dłoni

Prosta nawigacja i przeglądanie wyników

Duży wyświetlacz prezentujący wynik oraz stan akumulatora

## Prosty pomiar centralnej grubości rogówki

### Specyfikacja

Długość	19 cm
Waga	102 g
Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz LCD 1,1"
Akumulator	Litowo-jonowy 3,7 V / 750 mAh
Ładowarka	Wejście: 90-264 VAC, wyjście: 5 VDC / 1A
Sonda	20 MHz
Zakres pomiarowy	300 - 1000 μm
Dokładność kliniczna	5 μm
Częstotliwość pomiarowa	160 MHz
Uśrednianie	25 pomiarów na wynik
Precyzja	1 μm