




SZCZOTECZKI CZYSZCZĄCE


Szczoteczki czyszczące są wyrobem medycznym jednorazowego użytku przeznaczonym do czyszczenia kanału endoskopu i instrumentów optycznych. Są doskonale dopasowane do większości instrumentów endoskopowych.

Szczoteczki czyszczące do kanału endoskopu dostarczane są w opakowaniach pojedynczych.

Cechy szczególne:

- wysokiej jakości przewód pokryty teflonem
- szczoteczki czyszczące do portów posiadają plastikową rączkę zakończoną otworem
- szczoteczki nie posiadają żadnych ostrych ani metalowych krawędzi, które mogłyby porysować lub uszkodzić endoskop

CB051017230B		Szczotki czyszczące, jednorazowe, dwustronne, zakończone plastikową kulką, zapobiegającą uszkodzeniu kanału endoskopu; elastyczna osłonka i duża odporność na zginanie; średnice włosia 5 mm i 10 mm, długość narzędzia 2300 mm, średnica cewnika 1,7 mm.
PCB1000		Szczoteczka czyszcząca do zaworów lub przycisków, jedнокrotnego użytku, średnica włosia 10 mm.
PCB0510		Szczoteczka dwustronna czyszcząca do zaworów lub przycisków, jedнокrotnego użytku, średnice włosia 5 mm i 10 mm.





SZCZOTECZKI CYTOLOGICZNE

Szczoteczka cytologiczna przeznaczona jest do pobierania materiału w oskrzelach. Wyrób do jednorazowego użycia.

Cechy szczególne:

- atraumatyczna metalowa końcówka
- nylonowe włosie

KJBC-L-18-251200		Średnica 1,8 mm, długość robocza 1200 mm, do kanału roboczego o średnicy 2,0 mm.
KJBC-L-24-401600		Średnica 2,4 mm, długość robocza 1600 mm, do kanału roboczego o średnicy 2,8 mm.