

# MACO LOUNGE SALSA A2

## FOTEL DO POBIERANIA KRWI

REF.: 9SL57-A2-00

### 🔴 Dane techniczne:

Rozmiar fotela (L x W): 230,9 x 80,8 cm  
 Wymiary zagłówka (L x W x H): 210 x 53,5 x 7 cm  
 Wymiary podłokietników (L x W): 53,4 x 16,5 cm  
 Waga: w przybliżeniu 55 kg bez opcji  
 w przybliżeniu 60 kg z funkcją Trendelenburga  
 Napięcie: 100 – 240 VAC  
 Częstotliwość: 50 / 60 Hz  
 Kolor ramy: jasno szary RAL 7047  
 Silnik: 2 x 24 V (3 z funkcją Trendelenburga)  
 Wysokość siedziska: 65 cm  
 Maksymalne obciążenie: 200 kg  
 Kółka: 7,5 cm zamek magnetyczny (ręczny)  
 Poziom hałasu: <65 dB (A)  
 Wilgotność: 30 – 75 %  
 Temperatura użytkowania i przechowywania: +10 bis +40 °C



Bezstopniowa regulacja silnikiem od pozycji siedzącej do wstrząsowej. Jednolite powierzchnie dla szybkiego i bezpiecznego czyszczenia. Imitacja skóry tapicerki ma przyjemną dla oka powierzchnię i wyjątkowo długą żywotność. Tapicerka jest odporna na zabrudzenia, zarysowania i rozdarcia oraz odporna na działanie środków dezynfekujących.

### 🔴 Dostępne opcje:

Wsporniki rolki: 9SL57-10-28-OPT (bez rolki papieru w zestawie)  
 Przezroczysta pokrywa części nożnej: 9SL57-10-36-OPT

### 🔴 Akcesoria dołączone do zestawu:

Kolory: 2 opcje:  
 Tapicerka kamień/poduszka relaksacyjna i podłokietniki szafir – Ref. 9SL01581  
 Tapicerka szafir/poduszka relaksacyjna i podłokietniki kamień - Ref. 9SL015813  
 Poduszka relaksacyjna  
 Podłokietniki z pianki w kształcie klina, składane, odchylane i obracane  
 Sterowanie ręczne do oddzielnej regulacji części tylnej i części nóg

### 🔴 Regulation:

Zarządzenie 93/42/EC

### 🔴 Dostępne kolory:



**kamień    szafran    kiwi    agawa    lazur    szafir**

Ze względów drukarskich możliwe są niewielkie różnice w kolorystyce między broszurą, a rzeczywistym produktem.

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi.

Pozycja siedząca



Pozycja leżąca



Pozycja wstrząsowa



Opcja: Pozycja Trendelenburga (A3)  
9SL571041