

BLOOD
COLLECTION



MACOLOURGE SALSA A1

FOTEL DO POBIERANIA KRWI

REF.: 9SL57-A1-00

🔴 Dane Techniczne:

Rozmiar fotela (L x w): 199.5 x 80.8 cm

Wymiary zagłówka (L x W x H): 210 x 53,5 x 7 cm

Wymiary podłokietników (L x W): 53.4 x 16.5 cm

Waga: w przybliżeniu 50 kg

Napięcie: 100 - 240 VAC

Częstotliwość: 50/60 Hz

Kolor ramy: Jasno szary RAL7047

Silnik: 1 x 24V

Maksymalne obciążenie: 200 kg

Kółka: 7,5 cm pojedyncze z blokadą (ręczną)

Wysokość siedziska: 64 cm

Poziom hałas: <65dB(A)

Temperatura użytkowania i przechowywania: +10 to +40°C

Wilgotność: 30-75%

Bezstopniowa regulacja silnikiem od pozycji siedzącej do wstrząsowej.

Jednolite powierzchnie dla szybkiego i bezpiecznego czyszczenia



🔴 Dostępne opcje:

Wspornik rolki papieru: 9SL57-10-28-OPT (bez rolki papieru w zestawie).

Przezroczysta pokrywa części nożnej: 9SL57-10-36-OPT

🔴 Akcesoria dołączone do zestawu:

Kolory: 2 opcje

Tapicerka kamień / poduszka relaksacyjna i podłokietniki szafir - nr ref. 9SL01581

Tapicerka szafir / poduszka relaksacyjna i podłokietniki kamień - ref. 9SL015813

Poduszka relaksacyjna

Klinowe podłokietniki z pianki, składane, odchylane i obracane

Sterowanie ręczne



Pozycja siedząca



Pozycja półleżąca



Pozycja wstrząsowa

🔴 Normy zgodności:
Zarządzenie 93/42/EC

Kontakt:
Maco Pharma Polonia Sp. z o.o.
ul. Szwajcarska 22, 54-402 Wrocław
Tel : 71 376 01 10
E-mail: biuro@macopharma.pl

macopharma
DESIGNED FOR LIFE