

# Demineralizatory

## Demineralizator dwustopniowy DEMI 2

Urządzenie działa na zasadzie dejonizacji. Woda jest oczyszczana za pomocą dwóch wkładów jonowo-żywiczych.

**Niewielkiej wielkości demineralizator można umieścić np. w szafce pod autoklawem lub zlewozmywakiem.**

**Sprawdza się w miejscach z mniejszym zapotrzebowaniem na wodę demineralizowaną np. przeprowadzających jedną do dwóch sterylizacji dziennie lub tam gdzie woda wodociągowa jest dobrej jakości.**

Dzięki demineralizatorowi DEMI 2 w każdej placówce można mieć za niewielką cenę wodę demineralizowaną wysokiej jakości.

Wymiary (SxWxG): 27cm x 37cm x 15cm

Waga: 2,95 kg

Wydajność: ok. 120 l/h



## Demineralizator z odwróconą osmozą DEMI 4



## Demineralizatory

Urządzenie działa na zasadzie odwróconej osmozy (woda przenika przez półprzepuszczalną membranę usuwając przy tym zanieczyszczenia). Demineralizator ten umieszcza się najczęściej w szafce pod autoklawem lub zlewozmywakiem i **może zasilić nawet kilka autoklawów.**

**Doskonale sprawdza się w gabinetach, które mają duże zapotrzebowanie na wodę demineralizowaną** np. wykonują od kilku do kilkunastu cykli dziennie lub posiadają wodę wodociągową nienajlepszej jakości.

DEMI 4 produkuje ok. 3-5 litrów wody na godzinę, a zbiornik może pomieścić do 10 litrów wody. **Za pomocą kranika wodę demineralizowaną można pobierać i wykorzystywać do innych celów** np. do unitów stomatologicznych.

Wymiary (SxWxG): 39cm x 40cm x 15cm

Waga: 9,75 kg

Wydajność: ok. 3-5 l/h



zamówienia  
sprzedaż  
serwis

tel./fax: 748 53 57 61  
601 911 802, 662 072 185  
697 441 210

Bystrzyca Dolna 56A  
58-100 Świdnica  
biuro@znamed.pl  
www.znamed.pl

 **znamed**  
equipment & service