

## Naso-faryngo-laryngoskopy - optyczne fiberoskopy giętkie

*Zaawansowana technologia optyczna dla obrazowania ENT*



Seria fiberoskopów optycznych FNL zawiera szeroką gamę klasycznych oraz przenośnych urządzeń, które zapewniają wysokiej jakości diagnostykę endoskopową w laryngologii.

Najwyższej jakości urządzenia optyczne do wspomaganie diagnozy i terapii.



### Maksymalna elastyczność

- Fiberoskopy giętkie umożliwiają dostęp do miejsc, do których nie można dotrzeć za pomocą sztywnego endoskopu.
- Zastosowana w fiberoskopach PENTAX Medical technologia pozwala na wszechstronne używanie źródła światła oraz kamery wideo, zapewniając tym samym kompatybilność z wieloma urządzeniami medycznymi.
- Bezprzewodowe źródło światła w technologii LED, pozwala na bezproblemową mobilność fiberoskopu.

### Szeroki zakres zastosowania

- Seria FNL zawiera modele pediatryczne, diagnostyczne oraz terapeutyczne z kanałem roboczym  $\varnothing$  2,2 mm.
- Przy użyciu fiberoskopów z serii FNL można wykonywać zarówno zabiegi diagnostyczne, jak i terapeutyczne.

### Wysokiej jakości fiberoskopy optyczne ( Naso-faryngo-laryngoskopy)

Rodzaj	Slim	Diagnostyczne		Terapeutyczny
	FNL-7RP3	FNL-10RP3	FNL-10RBS	FNL-15RP3
Tuba wżernikowa [ $\varnothing$ mm]	2.4	3.5	3.5	4.9
Końcówka dystalna [ $\varnothing$ mm]	2.4	3.4	3.2	4.8
Kanał roboczy [ $\varnothing$ mm]	-/-	-/-	-/-	2.2
Długość robocza [mm]	300	300	300	300
Pole widzenia [°]	75	75	85	75
Końcówka góra/dół [°]	130/130	130/130	130/130	130/130
Uwagi	-	-	przenośny	-